

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Fatebenefratelli Sacco <i>SC Patologia Clinica ASST Fatebenefratelli Sacco Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario Via GB Grassi, 74 20157 Milano Tel. 02 39042807</i>	Dipartimento di Medicina di Laboratorio SC Patologia Clinica Direttore Prof. Alberto Dolci	Allegato 6 Rif. IDP-PC-01 (Presentazione di SC) Rev06. del 02/03/2026
--	--	---

Elenco delle Indagini di Laboratorio

Utenza Esterna

File	Manuale Patologia Clinica Rev06.docx	Redazione	Dott.ssa Sarah Birindelli
Data applicazione	19.02.2025	Verifica	Dott.ssa Ilenia Infusino
Copia	Controllata	Approvazione	Prof. Alberto Dolci

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Nel presente documento sono elencate le Indagini di Laboratorio eseguite dalla SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) suddivise per presidio o settore di esecuzione.

Il documento comprende le seguenti sezioni:

1. Indice alfabetico

2. Settore CorelabPresidioSacco

3. Settore CorelabPresidioFatebenfratelli

3. Settore Laboratorio Analisi Presidio Buzzi

4. Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS

5. SettoreBiochimica Clinica Specialistica: Autoimmunità

6. SettoreBiochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico Farmaci (TDM)

7. Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – Presidi Sacco e Macedonio Melloni

8. Profili: Elenco esami richiedibili solo con profilo (non richiedibili singolarmente).

9. Elenco esami per contenitore: Elenco degli esami, distinti per provetta/contenitore, con la sigla del presidio/settore che li esegue e codice analisi di accettazione.

I contenitori sono indicati nell'ordine corretto di prelievo (Simundic AM et al., Clin Chem Lab Med. 2018 Nov 27;56(12):2015-2038. doi: 10.1515/cclm-2018-0602. PMID: 30004902. Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling)

Le singole sezioni (da 2 a 6) contengono l'elenco dettagliato e le specifiche delle determinazioni eseguite dal settore/presidio della SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) suddivise come segue:

1^a colonna: sono elencate le determinazioni come definite dal Nomenclatore Tariffario Regionale corrente, se presenti, o con definizione interna

2^a colonna: codice SSN definito dal Nomenclatore Tariffario Regionale corrente

3^a colonna: codice esame Aurora

4^a colonna: codice esame DNLab/DNTerritorio

5^a colonna: definizione interna della determinazione eseguita (nome a referto)

6^a colonna: descrizione del contenitore di raccolta riportata in etichetta

7^a colonna: modalità di prelievo

8^a colonna: giorni di esecuzione

N.B: la colonna "giorni di esecuzione" si riferisce ai giorni lavorativi necessari all'analisi. La produzione del referto terrà conto dei tempi di analisi dell'esame richiesto con giorni il tempo di refertazione più lungo nonché del calcolo dei giorni festivi in calendario.

Abbreviazioni (in ordine alfabetico):

Allergologia: Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

Autoimmunità: Settore Biochimica Clinica Specialistica: Autoimmunità

BCS: Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS

BUZZI: Settore Corelab, Presidio Buzzi

CORELAB: Settore Corelab, Presidio Sacco

FBF: Settore Corelab, Presidio Fatebenefratelli

TDM: Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico Farmaci (TDM)

PMA: Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), Presidio Sacco e Presidio Macedonio Melloni

POMM: Settore Corelab, Presidio Macedonio Melloni

INDICE

17-OH-Progesterone	39; 114; 133
17βEstradiolo	48; 133
Acidi biliari	39; 142
Acido 5-OH-indolacetico	39; 150
Acido Lattico	9; 55; 111; 147
Acido Piruvico	55; 111; 147
Acido Valproico	90; 141
ACTH	45; 114; 145
Adalimumab.....	94; 138
ADAMTS13	39; 127
Adrenalina.....	39; 40; 99; 141; 150
Alanina Aminotransferasi (ALT).....	9; 23; 129
Albumina.....	9; 23; 98; 129; 149; 150
Aldosterone	9; 112; 129; 150
Alfa 1 Antitripsina	40; 142
Alfa 1 Microglobulina.....	40; 98; 149; 150
Alfa2 Antiplasmina.....	40; 126
Alfa-Fetoproteina	40; 133
Allergeni.....	58; 66; 73; 74; 137
Allergeni Alimenti	66; 78
Allergeni Farmaci	73; 78
Allergeni Inalanti.....	74; 78
Allergeni Parassiti.....	77
Allergeni Professionali	77
Allergeni Ricombinanti.....	58
Allergeni Veleni	73; 78
Amikacina	84; 141
Amilasi pancreatica	10; 24; 106; 129; 131; 149
Ammonio	10; 24; 35; 145
Ampicillina	84; 138
Analisi di Mutazione del DNA ..	41; 52; 55; 56; 139; 147
Androstenedione	46; 114; 133
Anticorpi Anti Antigeni Nucleari Estraibili (ENA)	80; 133
Anticorpi Anti Beta2 Glicoproteina 1	42; 127
Anticorpi Anti Cardiolipina.....	42; 127

Anticorpi Anti Cellule Parietali Gastriche (PCA) .	80; 142
Anticorpi Anti Centromero (ACA).....	80; 133
Anticorpi Anti DNA Nativo	80; 142
Anticorpi Anti Endomisio	80; 82; 124; 144
Anticorpi anti Fattore VIII	42; 127
Anticorpi Anti Fosfolipidi.....	42; 144
Anticorpi Anti Gliadina	80; 82; 124
Anticorpi Anti Glutammico Decarbossilasi.....	80; 133
Anticorpi Anti IA2	80; 133
Anticorpi Anti Insulina.....	81; 133
Anticorpi Anti Jo1.....	81; 133
Anticorpi Anti LC1	80; 81; 144
Anticorpi Anti Microsomi Epatici e Renali (LKMA)	81; 142
Anticorpi Anti Mieloperossidasi (MPO).....	81; 133
Anticorpi Anti Mitocondrio (AMA).....	81; 142
Anticorpi Anti Muscolo Liscio (ASMA).....	81; 142
Anticorpi Anti Nucleo (ANA)	81; 142
Anticorpi Anti Organo	80; 81; 133; 134; 144
Anticorpi anti PCNA.....	81; 133
Anticorpi Anti Peptide Ciclico Citrullinato (CCP)	81; 133
Anticorpi Anti Proteinasi 3 (PR3).....	82; 133
Anticorpi Anti Protrombina.....	42; 144
Anticorpi Anti Recettori del TSH.....	42; 134
Anticorpi Anti RNP	82; 134
Anticorpi Anti Saccaromyces Cerevisiae	82; 134
Anticorpi Anti Scl-70.....	82; 134
Anticorpi Anti SLA	81; 144
Anticorpi Anti Sm	82; 134
Anticorpi Anti SSA	82; 134
Anticorpi Anti SSB	82; 133
Anticorpi Anti Tireoglobulina	42; 134
Anticorpi Anti Tireoperossidasi	42; 134
Anticorpi Anti Transglutaminasi	82; 124; 134
Anticorpi Anti U1RNP.....	82; 134

Anticorpi Anti ZnT8	81; 134	Cobalamina	57; 136
Antigene Carboidratico	42; 43; 134	Colesterolo	11; 12; 25; 130
Antigene Carcinoembrionale (CEA)	43; 134; 150	Colinesterasi (Pseudo-CHE)	12; 26; 130
Antigene Prostata Specifico (PSA)	43; 134	Complemento	45; 50; 128; 143
Antitrombina	43; 127	Corticotropina	45; 114; 145
Apolipoproteina	43; 142	Cortisolo	45; 114; 118; 123; 134; 150
Aptoglobina	43; 142	Creatinchinasi (CK)	12; 26; 130
Aripirazolo	90; 138	Creatinina	12; 26; 31; 55; 98; 100; 130; 151
Aspartato Aminotransferasi (AST) 10; 24; 106; 129; 131		Creatinina Clearance	12; 26; 100; 150
<i>BCR-ABL1</i> Trascritto di fusione	40; 146	Crioglobuline	45; 46; 143
Bence Jones	51; 111; 149	Cromogranina A	46; 134
Beta2 Microglobulina	43; 143	Curva insulinemica da carico	102
Bicarbonati	11; 24; 130	CYFRA 21-1	46; 135
Bilirubina	11; 24; 129	Dalbavancina	85; 138
BRAF gene	55; 147	Daptomicina	85; 86; 138
CA 125	42; 134	Darunavir	93; 138
CA 15.3	43; 134	D-Dimero	13; 26; 126
CA 19.9	43; 134	Deidroaripirazolo	90; 138
Calcio	11; 24; 25; 35; 37; 98; 100; 130; 148; 150	Deidroepiandrosterone Solfato (DEHA-S) ..	46; 114; 135
Calcio Gluconato	11; 100	Delta 4 Androstenedione	46; 114; 133
Calcitonina	44; 134	Digossina	15; 28; 130
Calcoli Urinari	44; 149	Diossido di Carbonio (CO ₂) totale	11; 24; 130
Calprotectina	44; 151	Dolutegravir	94; 138
Carbamazepina	90; 141	Dopamina	46; 47; 99; 141; 150
Caspofungina	89; 138	Duloxetina	90; 138
Catecolamine	39; 40; 46; 47; 99; 141; 150	Duo Test	50; 102; 135
Catene Leggere Libere Kappa e Lambda	51; 143	EGFR gene	52; 147
Cefepime	84; 85; 138	Elastasi	47; 151
Ceftazidime	85; 138	Elettroforesi delle Proteine	47; 104; 111; 143; 151
Celiachia	82; 124	Emocromo	13; 27; 145
Ceruloplasmina	44; 143	Emogasanalisi	11; 14; 24; 27; 35; 37; 98; 100; 148
Ciclosporina	94; 145	Emoglobina	49; 152
Cistatina C	13; 44; 103; 143	Emoglobina Glicata	14; 28; 138
Citalopram	90; 138	Emoglobine Anomale	47; 104; 145
Clomipramina	90; 138	Enolasi Neurone Specifica (NSE)	47; 135
Cloruro	11; 25; 130; 150	Enzima Conversione Angiotensina (ACE)	47; 143
Clozapina	90; 138	Eritrociti	33; 57; 149

Eritrociti Ipocromici	13; 27; 145	Frammento N-Terminale del Peptide Natriuretico di	
Esame Chimico-Fisico delle Urine	20; 33; 148	Tipo B (NT-proBNP)	18; 30; 141
Esame del Sedimento Urinario	33; 57; 149	Fruttosamina	16; 130
Escitalopram	90; 138	Funzionalità Piastrinica	56; 126
Estradiolo	48; 133	Gamma-Glutamiltransferasi (GGT).....	16; 131
Etosuccimide.....	91; 139	Gastrina	50; 135
Everolimus	94; 145	Gentamicina	86; 142
Farmaci Antibiotici	84	Glucosio	16; 29; 35; 36; 37; 38; 101; 146; 150; 151
Farmaci Antimicotici	89	Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi (G6PD).....	50; 145
Farmaci Antiretrovirali	93	Gonadotropina Corionica .. 16; 19; 30; 31; 50; 102; 131;	
Farmaci Attivi sul SNC	90	135; 149	
Farmaci Digitalici.....	15; 28; 130	Haloperidolo	91; 139
Farmaci Immunosoppressori	94	Immunofissazione	51; 144; 149
Farmaci Immunoterapici	94	Immunoglobuline.....	51; 78; 137; 143
Fattore di Crescita Insulino-Simile1 (IGF1) 55; 117; 118;		Immunoglobuline Specifiche Allergologiche . 58; 66; 73;	
135		74; 77; 78; 137	
Fattore di Crescita Placentare (PlGF) .. 48; 55; 111; 135;		Infliximab	94; 95; 138; 139
136		Inibitore C1 Esterasi	45; 128; 143
Fattore Reumatoide	48; 143	Insulina.....	52; 81; 102; 118; 123; 133; 135
Fattore von Willebrand	48; 127	Isavuconazolo.....	89; 139
Fattori della Coagulazione	42; 48; 127	Itraconazolo	89; 139
Feci Sangue Occulto	49; 152	JAK2 gene	41; 139
Felbamato	91; 139	KRAS gene	56; 147
Fenitoina	91; 141	Lacosamide	91; 142
Fenobarbitale.....	91; 93; 142	Lamotrigina	92; 139
Ferritina	15; 28; 130	Lattato	9; 55; 111; 147
Ferro.....	15; 28; 130	Lattato Deidrogenasi (LDH)	17; 30; 131
Fibrinogeno.....	15; 28; 126	Levetiracetam.....	92; 139
Fibrosis-4 Score (FIB-4)	15; 28; 105	Levofloxacin.....	87; 139
Fluoxetina	91; 139	Linezolid	87; 139
Fluvoxamina	91; 139	Lipasi Pancreatica	17; 30; 131
Folato	49; 135	Lipoproteina	52; 143
Follitropina (FSH)	49; 120; 135	Liquido di Dialisi	14; 105; 145
Fosfatasi Alcalina (ALP)	15; 28; 130	Liquido Seminale.....	96; 97; 152
Fosfatasi Alcalina Ossea	49; 130	Liquido Sinoviale	17; 105; 145; 146
Fosfato Inorganico	15; 29; 100; 130; 151	Litio	92; 142
Fosfomicina	86; 139	Lupus Anticoagulante.....	41; 106; 128

Luteotropina (LH).....	52; 135	Piastrine	14; 27; 56; 126; 127
Macroprolattina.....	52; 135	Piperacillina	87; 88; 139
Magnesio	17; 30; 131; 151	Plasminogeno.....	53; 128
Meropenem	87; 139	Posaconazolo	89; 139
Microalbuminuria	23; 98; 149; 150	Potassio	18; 30; 131; 151
Mirtazapina.....	92; 139	Prealbumina	53; 144
Miscela aPTT	56; 126	Preeclampsia	55; 111
Miscela PT	56; 126	Primidone.....	93; 142
Noradrenalina	39; 40; 99; 141; 150	Progesterone	54; 136
Norclomipramina	90; 138	Prolattina.....	52; 54; 120; 136
Norquetiapina.....	93; 140	Propeptide N-Terminale Procollagene 1 (P1NP)	54; 136
NRAS gene	56; 147	Proteina 3 Legante il Fattore di Crescita Insulino-Simile (IGFBP-3)	50; 136
Olanzapina	92; 139	Proteina 4 dell'Epididimo Umano (HE4)	54; 136
Omocisteina	18; 128	Proteina A associata alla gravidanza (PAPP-A) ..	50; 102; 135
Ormone Adrenocorticotropo	45; 114; 145	Proteina C.....	54; 128
Ormone Adrenocorticotropo (ACTH)	114; 145	Proteina C Reattiva (PCR)	18; 30; 131
Ormone Anti Mulleriano.....	52; 135	Proteina di Bence Jones	51; 111; 149
Ormone della Crescita (hGH)	53; 115; 116; 117; 118; 123; 135	Proteina S	54; 128
Ormone Follicolo Stimolante (FSH)	49; 120; 135	Proteine.....	18; 31; 47; 55; 104; 111; 144; 151
Ormone Luteinizzante (LH)	52; 120; 135	Quetiapina	93; 140
Ormone Tireostimolante (TSH)	19; 32; 42; 122; 131; 134	Raltegravir	94; 140
Osmolalità	53; 107; 110; 147; 149	Rame	55; 144
Osteocalcina.....	53; 135	Rapporto sFlt-1/PlGF	55
OxCarbazepina	92; 139	Renina	18; 112; 129
Paliperidone	92; 139	Resistenza Proteina C Attivata.....	56; 128
Pannello Allergeni	77; 78	Reticolociti	18; 31; 145
Pannello Miositi	83; 107; 131	Rifampicina	88; 140
Pannello Sclerodermie	83; 109; 131	Rilpivirina	94; 140
Paratormone (PTH)	53; 135	Risperidone	93; 140
Paroxetina	92; 139	Rituximab	95; 140
Pepsinogeno I.....	53; 136	Rufinamide.....	93; 140
Peptide C.....	44; 102; 136	Sertralina.....	93; 140
Peptide Natriuretico Tipo B (BNP)	18; 30; 141	Siero Amiloide A.....	40; 144
Peptoni (curva da carico)	11; 98; 100; 130; 148	Sirolimus.....	94; 145
PFA 100	56; 126	Sodio	18; 31; 110; 131; 147; 151

Soppressione Aldosterone	112	Toxoplasma gondii.....	19; 124; 132
Stima della Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFR)		Transferrina	19; 32; 132
.....	13; 26; 103; 131	Transferrina Carboidrato Carente (CDT).....	57; 144
Stimolo con ACTH	114	Transtiretina	53; 144
Stimolo con Arginina.....	115	Treponema pallidum	20; 32; 132
Stimolo con Clonidina	116	Trigliceridi.....	20; 32; 132
Stimolo con Desametasone	117	Triiodotironina Libera (fT3)	20; 32; 122; 132
Stimolo con hGHRH e Arginina	117	Triptasi.....	57; 137
Stimolo con LHRH	120	Troponina T	20; 32; 141
Stimolo con TRH.....	122	Urato	9; 23; 132; 151
Stimolo del hGH	118	Urea.....	20; 32; 132; 151
Tacrolimus.....	94; 145	Ustekinumab	95; 140
Tazobactam	88; 140	Vancomicina	89; 142
Teicoplanina	88; 89; 140	Vedolizumab	95; 140
Telo peptide C	56; 136	Velocità di Eritrosedimentazione (VES) 20; 33; 129; 146	
Tempo di Protrombina (PT).....	19; 31; 121; 126	Venlafaxina.....	93; 140
Tempo di Trombina	56; 128	Virus Citomegalovirus	11; 132
Tempo di Tromboplastina Parziale Attivata (aPTT) ...	19;	Virus Epatite A [HAV]	20; 33; 132
31; 126		Virus Epatite B [HBV].....	21; 33; 34; 132
Test Tolleranza all'Insulina.....	123	Virus Epatite C [HCV].....	21; 34; 132
Testosterone	56; 57; 114; 136	Virus Herpes Simplex (Tipo 1 o 2)	16; 17; 132
Tipizzazione Componente Monoclonale.....	51; 144	Virus Immunodeficienza. Acquisita [HIV].....	22; 34; 132
Tireoglobulina	42; 57; 136	Virus Rosolia Anticorpi	22; 112; 132
Tireoperossidasi.....	42; 134	Vitamina B12.....	57; 136
Tireotropina (TSH).....	19; 32; 42; 122; 131; 134	Vitamina D.....	22; 129
Tirosinchinasi 1 fms-simile solubile (sFlt-1) 55; 111; 136		Voriconazolo.....	89; 140
Tiroxina Libera (fT4)	19; 32; 122; 131	Zonisamide.....	93; 140
Topiramato	93; 140		

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Corelab Sacco							
Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
Acido Lattico	90.02.5	0090025	410	P-Lattato	GRIGIO - 2 mL	Sangue venoso in Sodio-Fluoruro Ossalato	1
Acido Urico	90.43.5	0090435.04	475	S-Urato	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.43.5	0090435.05	476	U-Urato	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Alanina aminotransferasi (ALT) (GPT)	90.04.5	0090045.02	424	S-Alanina aminotransferasi (ALT)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Albumina	90.05.1	0090051.01	503	S-Albumina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Albuminuria(micro albuminuria)	90.33.4	0090334.01	406	U-Albumina (campione 24h)*	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h Vedi Allegato 4	1
	90.33.4	0090334.02	4141 profilo	U-Albumina (minzione del mattino)	BIANCO - 10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da singola minzione Vedi Allegato 4	1
*NOTA: NOTIZIE OBBLIGATORIE DI DIURESIS DELLE 24 ORE E QUANTITÀ IN MILLILITRI							
Aldosterone	90.05.3	0090053.02	30420	P-Aldosterone in	BLU scuro- 2 mL	Sangue venoso in	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab Sacco							
				clinostatismo		K2EDTA	
		0090053.01	30422	P-Aldosterone in ortostatismo	BLU scuro- 2 mL	Vedi Allegato 5	1
		0090053.03	30415	U-Aldosterone	VERDE-10 mL-Fondo TONDO	Almeno 10 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	N.A.	201311	583	LAS-Amilasi pancreatica*	BIANCO-10mL fondo tondo	Almeno 1 mL di liquido peritoneale	1
	90.06.5	0090065	564	S-Amilasi pancreatica	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	N.A.	201312	571 profilo	S-Macroamilasi (ricerca)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Ammonio	90.07.5	0090075	513	P-Ammonio*	LILLA trasparente -3mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	1
*NOTA: TRASPORTO IN GHIACCIO							
Aspartato aminotransferasi (AST) (GOT)	90.09.2	0090092	423	S-Aspartato aminotransferasi (AST)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	N.A.	2085	4231 profilo	S-MacroAST (ricerca)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab Sacco							
Bicarbonati (Idrogenocarbonato)	90.10.2	0090102	1606	S-Diossido di carbonio (CO2) totale	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Bilirubina reflex (cut-off>1mg/dL). Incluso eventuale determinazione bilirubina frazionata	90.10.5	0090105	535	S-Bilirubina totale	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Calcio ionizzato determinazione diretta*	90.11.7	0090117	539	vSg-Calcio libero	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo nero o tappo arancione)	Sangue venoso in litio eparina	1
*NOTA: CONSEGNARE IN GHIACCIO - IL CAMPIONE E' STABILE 120' SE MANTENUTO A +4°C							
Calcio totale	90.11.4	0090114.01	540	S-Calcio totale	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.11.4	0090114.02 0090114.03	541	U-Calcio totale	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Citomegalovirus: ricerca anticorpi IgG e IgM	91.15.F	009115F	1601 profilo	CMV IgG e IgM	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Cloruro	90.13.3	0090133.02	556	S-Cloruro	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.13.3	0090133.01 0090133.03	557	U-Cloruro	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Colesterolo HDL	90.14.1	0090141	558	S-Colesterolo HDL	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab Sacco							
Colesterolo LDL (calcolo indiretto). Erogabile solo in associazione a Colesterolo HDL	90.13.B	009013B	484	S-Colesterolo LDL*	BLU elettrico – 3,5 mL	Associato con Colesterolo totale- Trigliceridi-HDL	1
*NOTA: la determinazione del Colesterolo LDL mediante calcolo indiretto necessita della richiesta contestuale dgli esami“Colesterolo totale”, “Colesterolo HDL” e “Tigliceridi”							
Colesterolo LDL (determinazione diretta)	90.13.C	009013C	562	S-Colesterolo LDL	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Colesterolo totale	90.14.3	0090143	559	S-Colesterolo totale	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Colinesterasi (PSEUDO-CHE)	90.04.5	0090045.03	560	S-Colinesterasi (CHE)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Creatinchinasi (CPK o CK)	90.15.4	0090154	567	S-Creatinchinasi (CK)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Creatinina	90.16.3	0090163.01	568	S-Creatinina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.16.3	0090163.02	569	U-Creatinina	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Creatinina clearance	90.16.4	0090164	554 profilo	Clearance della creatinina*	VERDE - 10mL fondo tondo	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
				S-Creatinina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	
*NOTA: NOTIZIE OBBLIGATORIE DI DIURESIS IN 24 ORE E QUANTITÀ IN MILLILITRI							

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab Sacco							
D-Dimero	90.61.4	0090614	245	D-Dimero	AZZURRO trasparente– 1,8mL	Sangue venoso in sodio citrato	1
eGFR (formula CKD-EPI 2021)	N.A.	204711 profilo	5731 profilo per maschi	Stima della Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFRcr)(formula CKD- EPI 2021)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		2047 profilo	5741 profilo per femmine	Stima della Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFRcr)(formula CKD- EPI 2021)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: L'ESAME eGFR CON FORMULA CKD-EPI 2021 NON È VALIDATO PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI - ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
eGFRcys (formula CKD-EPI 2021)	N.A.	204712 profilo	5732 profilo per maschi	Stima della Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFRcr-cys)(formula CKD-EPI 2021)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		204713 profilo	5742 profilo per femmine	Stima della Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFRcr-cys)(formula CKD-EPI 2021)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: L'ESAME eGFR CON FORMULA CKD-EPI2021 E CISTATINA C NON È VALIDATO PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 1 ANNO - ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Emazie (Conteggio), Emoglobina	N.A.	2540	457	Sg-Eritrociti ipocromici*	LILLA trasparente - 3mL	Sangue venoso in K2EDTA	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Corelab Sacco

***NOTA: ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA**

Emocromo e formula leucocitaria incluso controllo microscopico	90.62.2	0090622.01	225	Sg-Esame emocromocitometrico con formula differenziale	LILLA trasparente -3mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
Emocromo e formula leucocitaria incluso conteggio piastrine senza EDTA e microscopico	90.62.2	0090622.08	264S profilo	P-Conteggio piastrine	AZZURRO - 2,7 mL + LILLA trasparente -3mL	Sangue venoso in Sodio Citrato + Sangue venoso in K2EDTA	1
Emogasanalisi*	89.65.1	0189651.02	594	aSg- Emogasanalisi	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo azzurro o tappo verde)	Sangue arterioso in litio eparina	1
	89.66	018966	595	vSg- Emogasanalisi	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo nero o tappo arancione)	Sangue venoso in litio eparina	
	N.A.	018966.B	537	vSg-50% saturazione Hb pO2 (p50)*	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo nero o tappo arancione)	Sangue venoso in litio eparina	

***NOTA: CONSEGNARE IN GHIACCIO - IL CAMPIONE E' STABILE 120' SE MANTENUTO A +4°C; ** ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA**

Emoglobina glicata	90.28.1	0090281.02	425	Sg-Emoglobina glicata (HbA1c)	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
Esame chimico-fisico, microscopico e macroscopico:	90.30.4	0090304.06	1901	LD-Conta cellule	LILLA trasparente - 3mL	Almeno 1 mL di liquido di dialisi	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab Sacco							
liquido da dialisi							
Farmaci: digossina	90.17.B	009017B.A3	575	S-Digossina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Ferritina	90.22.3	0090223	534	S-Ferritina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Ferro	90.22.5	0090225.01	469	S-Ferro	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Fibrinogeno Clauss/Funzionale	90.64.6	0090646	157	Fibrinogeno (funzionale)	AZZURRO trasparente– 1,8mL	Sangue venoso in sodio citrato	1
Fibrosis-4 Score *	N.A.	2243P	1424 profilo	S-Alanina aminotransferasi (ALT)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
				S-Aspartato aminotransferasi (AST)			
				Sg-Emocromo	LILLA trasparente - 3mL	Sangue venoso in K2EDTA	
*NOTA: L'ALGORITMO INCLUDE L'ETA' DEL PAZIENTE; NON RICHIEDERE L'ESAME IN SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 1 ANNO - ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Fosfatasi alcalina (ALP)	90.23.5	0090235.01	417	S-Fosfatasi alcalina (ALP)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Fosfato inorganico (fosforo)	90.24.3	0090243.01	418	S-Fosfato inorganico	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Corelab Sacco							
	90.24.3	0090243.02 0090243.03	419	U-Fosfato inorganico	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Fruttosamina	90.28.1	0090281.03	481	S-Fruttosamina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Gamma glutamiltransferasi (gamma GT)	90.25.5	0090255.01	420	S-Gamma- glutamiltransferasi (GGT)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Glucosio (curva da carico)	90.26.5	0090265.01	456 profilo	Curva da carico di glucosio*	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
	90.26.5	0090265.02	457 profilo	Curva da carico di glucosio (in gravidanza)**	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
NOTA: *eseguire 1 prelievo basale e uno dopo 2 ore dall' ingestione di 75 g. di glucosio in 150 mL di soluzione al 50% - ** eseguire 3 prelievi: 1 prelievo basale, uno dopo 1 ora e 1 dopo 2 ore dall' ingestione di 75 g. di glucosio in 150 mL di soluzione al 50%							
Glucosio (Glicemia)	90.27.1	0090271.01	4210	P-Glucosio (a digiuno)	GRIGIO-BIANCO- 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
	90.27.1	N.A.	4211	P-Glucosio (a orario)	GRIGIO-BIANCO- 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Sodio- Fluoruro	1
Gonadotropina corionica (Subunità beta, molecola intera)	90.27.5	0090275A	429	S-Gonadotropina corionica (HCG)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Herpes Virus Simplex 1: ricerca anticorpi IgG	91.21.B	009121B.01	733	HSV 1 - IgG	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Corelab Sacco							
Herpes Virus Simplex 1 e 2: ricerca anticorpi IgG		009121B.05	733	HSV 1 - IgG	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Herpes Virus Simplex 1: ricerca anticorpi IgM		009121B.02	662	HSV 1 - IgM	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Herpes Virus Simplex 1 e 2: ricerca anticorpi IgM		009121B.06	662	HSV 1 - IgM	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Herpes Virus Simplex 2: ricerca anticorpi IgG		009121B.03	772	HSV-2 IgG	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Herpes Virus Simplex 2: ricerca anticorpi IgM		009121B.04	662	HSV 2 - IgM	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Lattato deidrogenasi (LDH)]	90.29.2	0090292	430	S-Lattato deidrogenasi (LDH)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Lipasi pancreatica	90.30.2	0090302	565	S-Lipasi pancreatica	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Liquido sinoviale: esame chimico-fisico e microscopico	90.32.1	0090321	902	LS-Conta cellule	LILLA trasparente - 3mL	Almeno 1 mL di liquido sinoviale	1
Magnesio totale	90.32.5	0090325.01	434	S-Magnesio	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.32.5	0090325.02 0090325.03	435	U-Magnesio	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab Sacco							
Omocisteina	90.34.6	0090346.01	509	P-Omocisteina	BIANCO-ROSSO - 2 mL	Sangue venoso in K3 EDTA e Aprotinina	1
Peptide natriuretico tipo B (NT-PROBNP)	90.36.6	0090366.02	443	S-Frammento N-terminale del peptide natriuretico di tipo B (NT-proBNP)	ROSSO - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
Potassio	90.37.4	0090374.01	464	S-Potassio	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.37.4	0090374.02 0090374.03	465	U-Potassio	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Proteina C reattiva: dosaggio quantitativo	90.72.3	0090723	462	S-Proteina C reattiva (PCR)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Proteine totali nelle urine delle 24H	90.38.5	0090385.03	467	U-Proteine totali	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Renina	90.40.2	0090402.02	32320	P-Renina (clinostatismo)	BLU scuro- 2 mL	Sangue venoso in K2EDTA vedi allegato 5	1
	90.40.2	0090402.01	32322	P-Renina (ortostatismo)	BLU scuro- 2 mL		1
Reticolociti: conteggio	90.74.5	0090745	227	Sg-Conteggio Reticolociti	LILLA trasparente - 3mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
Sodio	90.40.4	0090404.01	470	S-Sodio	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.40.4	0090404.02	471	U-Sodio	VERDE-10 mL fondo	Almeno 5 mL di urina	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab Sacco							
		0090404.03			TONDO	da raccolta delle 24h	
Tempo di protrombina (PT)	90.75.4	0090754	239	P-Tempo di Protrombina (PT)	AZZURRO trasparente - 1,8 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Tempo di tromboplastina parziale (PTT)	90.76.1	0090761	240	P-Tempo di Tromboplastina Parziale attivata (aPTT)	AZZURRO trasparente - 1,8 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Test di gravidanza:gonadotropina corionica urinaria	90.27.3	0090273	402	Test di gravidanza	BLU - 15 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da singola minzione	1
Tireotropina (TSH)	90.42.1	0090421	317	S-Ormone tireostimolante (TSH)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Tireotropina riflessa (TSH-R) Incluso eventuale dosaggio di fT4 e/o fT3	90.41.8	0090418	31720	S-Ormonetireostimolante (TSH)-REFLEX	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Tiroxina libera (fT4)	90.42.3	0090423	312	S-Tiroxina libera (fT4)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Toxoplasma anticorpi IgG e IgM. Incluso eventuale Avidity IgG, IgA, Immunoblot	91.09.D	009109D	699 profilo	Toxoplasma Ab IgG	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
				Toxoplasma Ab IgM			
Transferrina	90.42.5	0090425	473	S-Transferrina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab Sacco							
Treponema pallidum: ricerca anticorpi screening	91.10.B	009110B.01	755	Treponema pallidum Ab	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Trigliceridi	90.43.2	0090432	474	S-Trigliceridi	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Triiodotironina libera (FT3)	90.43.3	0090433	311	S-Triiodotironina libera (ft3)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Troponina T	90.82.3	0090823.02	447	S-Troponina cardiaca T (TnT)	ROSSO - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
Urea	90.44.1	0090441.01	529	S-Urea	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.44.1	0090441.03 0090441.04	530	U-Urea	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Urine esame chimico fisico e microscopico	90.44.3	0090443	477	Esame chimico-fisico urine	URINE MONOVETTE 8 mL	Almeno 5 mL di urina Vedi Allegato 2	1
Velocità di sedimentazione delle emazie (VES)	90.82.5	0090825	478	Sg-Velocità di eritrosedimentazione (VES)	LILLA trasparente - 3mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
Virus Epatite A [HAV] anticorpi IgG e IgM per sospetta infezione acuta	91.17.6	0091176	HAVAb	HAV Ab IgG e IgM	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Virus Epatite A [HAV] anticorpi IgG per controllo stato	91.17.8	0091178	654 profilo	HAV AbIgG	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Corelab Sacco							
immunitario							
Virus Epatite B [HBV]: ricerca anticorpi	N.A.	N.A.	609 profilo	HB c Ab (anti-c)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	91.18.2	0091182	612 profilo	HB e Ab (anti-E)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	91.18.3	0091183	614 profilo	HB s Ab (anti-S)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Virus Epatite B [HBV]. Ricerca antigene	91.18.4	0091184	651 profilo	HB e Ag	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	91.18.5	0091185	6036 profilo	HB s Ag Qualitativo	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Virus Epatite B [HBV] Reflex. Incluso: antigene HBeAg se HBsAg positivo. Incluso: anticorpi anti HBeAg se HBeAg negativo.	91.18.6	0091186	16036RS profilo	HB s Ag Qualitativo	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
				HB s Ab (anti-s)			
				HB c Ab (anti-c)			
				HB c Ab-IgM (anti-c IgM)			
				HB e Ag			
				HB e Ab (anti-e)			
Virus Epatite C [HCV] Anticorpi. Incluso eventuale	91.19.5	0091195	735 profilo	HCV Ab	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Corelab Sacco							
Immunoblotting						coagulato	
Virus Immunodeficienza Acquisita [HIV 1-2] test combinato Anticorpi/Antigene p24	91.23.F	009123F	1618 profilo	HIV 1/2 Ag - Ab	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Virus Rosolia IgG e IgM per sospetta infezione acuta	91.26.D	009126D	6731 profilo	Rosolia Ab (IgM e IgG)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Virus Rosolia anticorpi IgG controllo immunita'	91.26.E	009126E	771	Rosolia IgG	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Vitamina D (1,25-OH)	90.44.5	0090445.01	378	P-1,25-OH Vitamina D	BLU scuro - 2 mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
Vitamina D (25 OH)	90.44.6	0090446	377	S-25-OH Vitamina D	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)

Corelab FBF

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
Acido Urico (Uricemia)	90.43.5	0090435.04	475	S-Urato	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		0090435.05	476	U-Urato	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Alanina aminotransferasi (ALT) (GPT)	90.04.5	0090045.02	424	S-Alanina aminotransferasi (ALT)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Albumina	90.05.1	0090051.01	503	S-Albumina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Albuminuria (microalbuminuria) nelle urine	90.33.4	0090334.01	406	U-Albumina (campione 24h)	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h Vedi Allegato 4	1
		0090334.02	4141 profilo	U-Albumina (minzione del mattino)	BIANCO - 10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da singola minzione Vedi Allegato 4	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab FBF							
Alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	N.A.	201311	583	LAS-Amilasi pancreatica*	BIANCO-10mL fondo tondo	Almeno 1 mL di liquido peritoneale	1
	90.06.5	0090065	564	S-Amilasi pancreatica	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Ammonio	90.07.5	0090075	513	P-Ammonio*	LILLA trasparente - 3mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA Nota: trasporto in ghiaccio	1
*NOTA: TRASPORTO IN GHIACCIO							
AspartatoAminotransferasi (AST) (GOT)	90.09.2	0090092	423	S-Aspartato aminotransferasi (AST)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Bicarbonati (Idrogenocarbonato)	90.10.2	0090102	1606	S-Diossido di carbonio (CO2) totale	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Bilirubina reflex (cut-off>1mg/dL). Incluso eventuale determinazione bilirubina frazionata	90.10.5	0090105	535	S-Bilirubina totale	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Calcio ionizzato* (determinazione diretta)	90.11.7	0090117	539	vSg-Calcio libero	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo nero o tappo arancione)	Sangue venoso in litio eparina	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab FBF							
*NOTA: CONSEGNARE IN GHIACCIO - IL CAMPIONE E' STABILE 120' SE MANTENUTO A +4°C							
Calcio totale	90.11.4	0090114.01	540	S-Calcio totale	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		0090114.02 0090114.03	541	U-Calcio totale	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Cloruro	90.13.3	0090133.02	556	S-Cloruro	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		0090133.01 0090133.03	557	U-Cloruro	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Colesterolo HDL	90.14.1	0090141	558	S-Colesterolo HDL	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Colesterolo LDL (calcolo indiretto)	90.13.B	009013B	484	S-Colesterolo LDL*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: la determinazione del Colesterolo LDL mediante calcolo indiretto necessita della richiesta contestuale degli esami “Colesterolo totale”, “Colesterolo HDL” e “Tigliceridi							
Colesterolo LDL (determinazione diretta)	90.13.C	009013C	562	S-Colesterolo LDL	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Colesterolo totale	90.14.3	0090143	559	S-Colesterolo totale	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Corelab FBF							
Colinesterasi (PSEUDO-CHE)	90.04.5	0090045.03	560	S-Colinesterasi (CHE)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Creatinchinasi (CPK o CK)	90.15.4	0090154	567	S-Creatinchinasi (CK)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Creatinina	90.16.3	0090163.01	568	S-Creatinina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		0090163.02	569	U-Creatinina	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Creatinina Clearance*	90.16.4	0090164	554 profilo	Clearance della creatinina	VERDE - 10mL fondo tondo	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
				S-Creatinina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	
*NOTA: NOTIZIE OBBLIGATORIE DI DIURESI IN 24 ORE E QUANTITÀ IN MILLILITRI							
D-Dimero	90.61.4	0090614	245	D-Dimero	AZZURRO trasparente – 1,8mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
eGFR (formula CKD-EPI 2021)	N.A.	204711 profilo	5731 profilo per maschi	Stima della Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFR)(formula CKD-EPI 2021)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab FBF							
		2047 profilo	5741 profilo per femmine	Stima della Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFR)(formula CKD-EPI 2021)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: L’ESAME EGFR NON È VALIDATO PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI - ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Emocromo e formula leucocitaria incluso controllo microscopico	90.62.2	0090622.01	225	Sg-Esame emocromocitometrico con formula differenziale	LILLA trasparente - 3mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
Emocromo e formula leucocitaria incluso conteggio piastrine senza EDTA e microscopico	90.62.2	0090622.08 profilo	264S profilo	P-Conteggio piastrine	AZZURRO - 2,7 mL + LILLA trasparente -3mL	Sangue venoso in Sodio Citrato + Sangue venoso in K2EDTA	1
Emogasanalisi*	89.65.1	0189651.02	594	aSg-Emogasanalisi	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo azzurro o tappo verde)	Sangue arterioso in litio eparina	1
	89.66	018966	595	vSg- Emogasanalisi	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo nero o tappo arancione)	Sangue venoso in litio eparina	
*NOTA: CONSEGNARE IN GHIACCIO - IL CAMPIONE E’ STABILE 120’ SE MANTENUTO A +4°C							
Emazie (Conteggio), Emoglobina	N.A.	2540	457	Sg-Eritrociti ipocromici*	LILLA trasparente - 3mL	Sangue venoso in K2EDTA	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Corelab FBF

***NOTA: ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA**

Emoglobina glicata	90.28.1	0090281.02	425	Sg-Emoglobina glicata (HbA1c)	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
Farmaci: digossina	90.17.B	009017B.A3	575	S-Digossina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Ferritina	90.22.3	0090223	534	S-Ferritina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Ferro	90.22.5	0090225.01	469	S-Ferro	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Fibrinogeno Clauss/Funzionale	90.64.6	0090646	157	Fibrinogeno (funzionale)	AZZURRO trasparente– 1,8mL	Sangue venoso in sodio citrato	1
Fibrosis-4 Score*	N.A.	2243P	1424FBF profilo	S-Alanina aminotransferasi (ALT)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
				S-Aspartato aminotransferasi (AST)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
				Sg-Conteggio piastrine	LILLA trasparente - 3mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
*NOTA: L’ALGORITMO INCLUDE L’ETA’ DEL PAZIENTE; NON RICHDERE L’ESAME IN SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 1 ANNO - ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Fosfatasi alcalina (ALP)	90.23.5	0090235.01	417	S-Fosfatasi alcalina (ALP)	BLU elettrico – 3,5	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab FBF							
					mL		
Fosfato inorganico (fosforo)	90.24.3	0090243.01	418	S-Fosfato inorganico	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.24.3	0090243.02 0090243.03	419	U-Fosfato inorganico	VERDE-10 mL fondo TONDO	Urina almeno 2 mL	1
Gamma-glutamilttransferasi (gamma GT)	90.28.1	0090281.03 0090255.01	420	S-Gamma-glutamilttransferasi (GGT)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso in provetta da 5 mL con tappo blu elettrico e gel acrilico	1
Glucosio (Curva Da Carico)	90.25.5	0090265.01	456 profilo	Curva da carico di glucosio*	GRIGIO-BIANCO- 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
	90.26.5	0090265.02	457 profilo	Curva da carico di glucosio (in gravidanza)**	GRIGIO-BIANCO- 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
NOTA *eseguire 1 prelievo basale e uno dopo 2 ore dall' ingestione di 75 g. di glucosio in 150 mL di soluzione al 50% - ** eseguire 3 prelievi: 1 prelievo basale, uno dopo 1 ora e 1 dopo 2 ore dall' ingestione di 75 g. di glucosio in 150 mL di soluzione al 50%							
Glucosio	90.27.1	0090271.01	4210	P-Glucosio (a digiuno)	GRIGIO-BIANCO- 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
	90.27.1	N.A.	4211	P-Glucosio (a orario)	GRIGIO-BIANCO- 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab FBF							
						Fluoruro	
Gonadotropina corionica (Subunità beta, molecola intera)	90.27.5	0090275A	429	S-Gonadotropina corionica (HCG)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Lattato deidrogenasi (LDH)	90.29.2	0090292	430	S-Lattato deidrogenasi (LDH)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Lipas pancreatica	90.30.2	0090302	565	S-Lipasi pancreatica	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Magnesio totale	90.32.5	0090325.01	434	S-Magnesio	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		0090325.02 0090325.03	435	U-Magnesio	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Peptide natriuretico tipo B (NT- PROBNP)	90.36.6	0090366.02	443	S-Frammento N- terminale del peptide natriuretico di tipo B (NT-proBNP)	ROSSO - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
Potassio	90.37.4	0090374.01	464	S-Potassio	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.37.4	0090374.02 0090374.03	465	U-Potassio	VERDE-10 mL fondo TONDO	5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Proteina C reattiva: dosaggio quantitativo	90.72.3	0090723	462	S-Proteina C reattiva (PCR)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Corelab FBF							
Proteine nelle urine delle 24H	90.38.5	0090385.01	466	S-Proteine totali	BLU elettrico - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.38.5	0090385.03	467	U-Proteine totali	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Rapporto Proteine/Creatinina nelle Urine	90.38.5	0090385.05	467EC	Rapporto U-Proteine/U-Creatinina	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Reticolociti: conteggio	90.74.5	0090745	227	Sg-Conteggio Reticolociti	LILLA trasparente - 3mL	Sangue venoso K2EDTA	1
Sodio	90.40.4	0090404.01	470	S-Sodio	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.40.4	0090404.02 0090404.03	471	U-Sodio	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Tempo di protrombina (PT)	90.75.4	0090754	239	P-Tempo di Protrombina (PT)	AZZURRO trasparente –1,8mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Tempo di tromboplastina parziale (PTT)	90.76.1	0090761	240	P-Tempo di Tromboplastina Parziale attivata (aPTT)	AZZURRO trasparente – 1,8 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Test di gravidanza:gonadotropina corionica urinaria	90.27.3	0090273	402	Test di gravidanza	BLU - 15 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da singola minzione	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab FBF							
Tireotropina (TSH)	90.42.1	0090421	317	S-Ormone tireostimolante (TSH)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Tireotropina riflessa (TSH-R). Incluso eventuale dosaggio di fT4 e fT3	90.41.8	0090418	31720	S-Ormonetireostimolante (TSH)-REFLEX	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Tiroxina libera (fT4)	90.42.3	0090423	312	S-Tiroxina libera (fT4)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Transferrina	90.42.5	0090425	473	S-Transferrina	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Treponema pallidum: ricerca anticorpi screening	91.10.B	009110B.01	755	Treponema pallidum Ab	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Trigliceridi	90.43.2	0090432	474	S-Trigliceridi	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Triiodotironina libera (fT3)	90.43.3	0090433	311	S-Triiodotironina libera (fT3)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Troponina T	90.82.3	0090823.02	447	S-Troponina cardiaca T (TnT)	ROSSO - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
Urea	90.44.1	0090441.01	529	S-Urea	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		0090441.03 0090441.04	530	U-Urea	VERDE-10 mL fondo TONDO	5 mL di urina da raccolta delle 24h	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Corelab FBF							
Urine Esame Chimico Fisico e Microscopico	90.44.3	0090443	477	Esame chimico-fisico urine	URINE MONOVETTE 8 mL	Almeno 5 mL di urina Vedi Allegato 2	1
Urine Esame Morfologico a Fresco -Studio Eritrociti	90.43.8	0090438	4771	Esame microscopico del sedimento urinario	BIANCO-10 mL Fondo CONICO	Almeno 5 mL di urina Vedi Allegato 9	1
Velocità di sedimentazione delle emazie (VES)	90.82.5	0090825	478	Sg-Velocità di eritrosedimentazione (VES)	BLU scuro - 2 mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
Virus Epatite A [HAV] anticorpi IgG e IgM per sospetta infezione acuta	91.17.6	0091176	HAVAbFBF	HAV Ab totali	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Virus Epatite A [HAV] anticorpi IgG per controllo stato immunitario	91.17.8	0091178	654FBF profilo	HAV Ab-IgM	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Virus Epatite B [HBV] Anticorpi	N.A.	N.A.	609FBF profilo	HB c Ab (anti-c)*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	91.18.2	0091182	612FBF profilo	HB e Ab (anti-HBE)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	91.18.3	0091183	614FBF profilo	HB s Ab (anti-HBS)	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)

Corelab FBF

***NOTA: ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA**

Virus Epatite B [HBV] Antigene	91.18.4	0091184	651FBF profilo	HB e Ag	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	91.18.5	0091185	6036FBF profilo	HB s Ag Qualitativo	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Virus Epatite B [HBV] Reflex. Incluso: antigene HBeAg se HBsAg positivo. Incluso: anticorpi anti HBeAg se HBeAg negativo	91.18.6	0091186	16036RF profilo	HB s Ag Qualitativo	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
				HB s Ab (anti-s)			
				HB c Ab (anti-c)			
				HB c Ab-IgM (anti-c IgM)			
				HB e Ag			
				HB e Ab (anti-e)			
Virus Epatite C [HCV] Anticorpi. Incluso: eventuale Immunoblotting	91.19.5	0091195	735FBF profilo	HCV Ab	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Virus Immunodeficienza Acquisita [HIV 1-2] test combinato Anticorpi/Antigene p24	91.23.F	009123F	1618FBF profilo	HIV 1/2 Ag - Ab	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Presidio Buzzi							
Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzi one
Ammonio	90.07.5	0090075	513	P-Ammonio*	LILLA trasparente -3mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	1
*NOTA: TRASPORTO IN GHIACCIO							
Calcio ionizzato determinazione diretta*	90.11.7	0090117	539	vSg-Calcio libero	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo nero o tappo arancione)	Sangue venoso in litio eparina	1
*NOTA: CONSEGNARE IN GHIACCIO - IL CAMPIONE E' STABILE 120' SE MANTENUTO A +4°C							
Emogasanalisi*	89.65.1	0189651.02	594	aSg-Emogasanalisi	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo azzurro o tappo verde)	Sangue arterioso in litio eparina	1
	89.66	018966	595	vSg- Emogasanalisi	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo nero o tappo arancione)	Sangue venoso in litio eparina	
*NOTA: CONSEGNARE IN GHIACCIO - IL CAMPIONE E' STABILE 120' SE MANTENUTO A +4°C							
Glucosio (Curva Da Carico)	90.26.5	0090265.01	456 profilo	Curva da carico di glucosio*	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
		0090265.02	457 profilo	Curva da carico di glucosio (in gravidanza)**	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1

Nota: *eseguire eseguire 1 prelievo basale e uno dopo 2 ore dall' ingestione di 75 g. di glucosio in 150 mL di soluzione al 50% - ** eseguire 3 prelievi: 1 prelievo basale, uno dopo 1 ora e 1 dopo 2 ore dall' ingestione di 75 g. di glucosio in 150 mL di soluzione al 50%

Glucosio (Glicemia)	90.27.1	0090271.01	4210	P-Glucosio (a digiuno)	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
	90.27.1	N.A.	4211	P-Glucosio (a orario)	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Presidio POMM							
Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzioni
Calcio ionizzato determinazione diretta*	90.11.7	0090117	539	vSg-Calcio libero	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo nero o tappo arancione)	Sangue venoso in litio eparina	1
*NOTA: CONSEGNARE IN GHIACCIO - IL CAMPIONE E' STABILE 120' SE MANTENUTO A +4°C							
Emogasanalisi*	89.65.1	0189651.02	594	aSg-Emogasanalisi	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo azzurro o tappo verde)	Sangue arterioso in litio eparina	1
	89.66	018966	595	vSg- Emogasanalisi	SIRINGA EPARINATA 4°C (stantuffo nero o tappo arancione)	Sangue venoso in litio eparina	
*NOTA: CONSEGNARE IN GHIACCIO - IL CAMPIONE E' STABILE 120' SE MANTENUTO A +4°C							
Glucosio (Curva Da Carico)	90.26.5	0090265.01	456 profilo	Curva da carico di glucosio*	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
	90.26.4	0090265.02	457 profilo	Curva da carico di glucosio (in gravidanza)**	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
Nota: *eseguire eseguire 1 prelievo basale e uno dopo 2 ore dall' ingestione di 75 g. di glucosio in 150 mL di soluzione al 50% - ** eseguire 3 prelievi: 1 prelievo basale, uno dopo 1 ora e 1 dopo 2 ore dall' ingestione di 75 g. di glucosio in 150 mL di soluzione al 50%							

Glucosio (Glicemia)	90.27.1	0092071.01	4210	P-Glucosio (a digiuno)	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1
	90.27.1	N.A.	4211	P-Glucosio (a orario)	GRIGIO-BIANCO - 2 mL	Sangue venoso in Citrato e Na-Fluoruro	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
17 Alfa Idrossiprogesterone (17 OH-P)*	90.01.2	0090012	352	S-17-OH-Progesterone	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	2
		N.A.	3520	S-17-OH-Progesterone (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	2
*NOTA: IL METODO NON È VALIDATO PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE AD 1 MESE							
Acidi biliari	90.01.5	0090015	400	S-Acidi biliari	RUGGINE- 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Acido 5 Idrossi 3 Indolacetico	90.02.1	0090021.02	342	U-Acido 5-OH-indolacetico	VERDE 10 mL Fondo TONDO	Almeno 5 mLurina da raccolta delle 24h Vedi Allegato 6	10
ADAMTS 13 (proteasi del vWF)	E00200001	2664	161	P-ADAMTS 13 (proteasi del vWF)*	AZZURRO trasparente - 1,8 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	10
*NOTA: RICHIEDIBILE SOLO PER SOGGETTI DI ETA’ SUPERIORE AI 18 ANNI - ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Adrenalina – Noradrenalina*	90.03.6	0090036.08	P331C	P-Catecolamine in clinostatismo	LILLA- 4 mL CLINO - 4°C	Sangue venoso in K2EDTA Vedi allegato 6	10
		0090036.09	P331O	P-Catecolamine in ortostastismo	LILLA - 4 mL ORTO - 4°C		10

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)							
Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
*NOTA: AGITARE E METTERE SUBITO IN GHIACCIO							
Adrenalina – Noradrenalina nelle urine delle 24H	90.03.6	0090036.04	P332	U-Catecolamine	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 10 mLurina da raccolta delle 24h Vedi allegato 6	10
Alfa 1 Antitripsina	90.05.4	0090054	504	S-Alfa-1-antitripsina	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Alfa 1 Fetoproteina	90.05.5	0090055.01	505	S-Alfa-fetoproteina (AFP)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Alfa 1 Microglobulina nelle urine delle 24 ore	90.06.2	0090062.03	536	U-Alfa-1-microglobulina (24h)	ROSSO - 10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mLurina da raccolta delle 24h	1
Alfa 1 Microglobulina nelle Urine Spot	90.06.2	00900062.02	479 profilo	U-Alfa-1-microglobulina (campione estemporaneo)	BIANCO-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urine da singola minzione	1
				U-Creatinina			
Alfa 2 Antiplasmina	90.46.4	0090464	209	P-Alfa2 antiplasmina	AZZURRO trasparente– 1,8mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	10
Amiloide A	90.75.1	0090751.02	499	S-Siero Amiloide A	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	3
Analisi genetica leucemia	91.60.L	009160L.07 009160L.11 009160L.12	194	Trascritto di fusione <i>BCR::ABL1t(9;22)*</i>	LILLA – 6mL	Sangue venoso in K2EDTA	10

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
	G8.01 G8.02	00G801.53 00G801.54 00G801.56 00G80224 00G802.25					
*NOTA: I CAMPIONI PER TRASCRITTO DI FUSIONE <i>BCR::ABL1</i>t(9;22) NON POSSONO ESSERE ACCETTATI NELLE GIORNATE DI SABATO – PRELEVARE DUE PROVETTE DA 6mL							
Analisi mutazione nota. Ricerca di mutazione, qualunque metodo - Mutazione JAK2 V617F Qualitativo Sospetto Diagnostico - Mutazione JAK2 ESONE 12 qualitativo	G1.91	00G191.07 00G191.10 00G191.22	170	Mutazione JAK2 esone 14 (c. 1849 G>T; p.V617F)	LILLA–4mL	Sangue venoso in K ₂ EDTA	10
Anticoagulante Lupus Like (LAC)	90.46.5	0090465	182	Test al veleno di Russel diluito (dRVVT) Screening Conferma Rapporto screening/conferma	AZZURRO –2,7mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
				aPTTLAsensibile			
				Screening			
				Conferma			
Anticorpi Anti Beta 2 Glicoproteina 1	90.49.6	0090496.03 0090496.04	3401	P- Anticorpi anti-β2 glicoproteina I (IgG e IgM)	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Anticorpi Anti Cardiolipina (IgG, IgM e eventuali IgA)	90.47.5	0090475.06	3351	P-Ab anti-cardiolipina(IgG e IgM)	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Anticorpi Anti Fattore VIII	99.06.A	009906A.1	155	P-Anticorpi anti-Fattore VIII	AZZURRO trasparente – 1,8mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	10
Anticorpi Anti-Protrombina	90.49.6	0090496.06	329	S-Anticorpi anti-Protrombina	RUGGINE- 5 mL	Sangue venoso coagulato	12
Anticorpi Anti Recettori del TSH	90.53.5	0090535	120	S-Anticorpi anti-recettori TSH	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Anticorpi Anti Tireoglobulina (Ab Tg)	90.54.4	0090544	345	S-Anticorpi anti-Tireoglobulina	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Anticorpi Anti Tireoperossidasi (Ab TPO) (Antimicrosomi Tiroide)	90.51.4	0090514	346	S- Anticorpi anti-tireoperossidasi tiroidea	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Antigene Carboidratico 125 (CA	90.55.1	0090551.01	506	S-CA 125	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
125)						coagulato	
Antigene Carboidratico 15.3 (CA 15.3)	90.55.2	0090552	436	S-CA 15.3	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Antigene Carboidratico 19.9 (CA 19.9)	90.55.3	0090553.00	533	S-CA 19.9	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Antigene carcino embrionario (CEA)	90.56.3	0090563	548	S-Antigene carcinoembrionale (CEA)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		0090563.LI	593	Antigene carcinoembrionale (CEA) (Liquido intracistico)	ROSSO 10 mL Fondo tondo	Almeno 1 mL di liquido intracistico	1
Antigene Prostatico Specifico (PSA). Incluso eventuale dosaggio della frazione libera	90.56.9	0090569	428	S-Antigene prostata specifico (PSA) totale	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Antitrombina Funzionale	90.57.5	0090575	241	P-Antitrombina	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Apolipoproteina A1	90.08.4	0090084	487	S-Apolipoproteina A-I (Apo A-I)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Apolipoproteina B	90.08.5	0090085	525	S-Apolipoproteina B (Apo B)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Aptoglobina	90.09.1	0090091	526	S-Aptoglobina	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Beta2 Microglobulina sangue	90.10.1	0090101.01	527	S-β2-Microglobulina	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
						coagulato	
C Peptide	90.11.1	0090111.01	351	S-Peptide-C	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.11.1	N.A.	3510	S-Peptide-C (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.11.1	0090111.02	351P	S-Peptide-C (post-prandiale)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Calcitonina	90.11.5	0090115	310	S-Calcitonina	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	3100	S-Calcitonina (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Calcoli e concrezioni (ricerca semiquantitativa)	90.12.1	0090121.01	5421	Calcolo urinario (spettroscopia ad infrarossi)	BLU- 15 mL fondo TONDO	Inviare il calcolo accuratamente asciugato	3
Calcoli e concrezioni (ricerca qualitativa)	90.12.1	0090121.02	542	Calcolo urinario (analisi qualitativa)	BLU- 15 mL fondo TONDO	Inviare il calcolo accuratamente asciugato	3
Calprotectinafecale	90.12.A	009012A	403	F-Calprotectina	CONTENITORE MATERIALE FECALE	2-3 gr. di materiale fecale	1
Ceruloplasmina	90.12.5	0090125	409	S-Ceruloplasmina	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Cistatina C	90.13.A	009013A	458	S-Cistatina C	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
						coagulato	
Complemento (C1 Inibitore)	90.60.1	0090601	566	S-Inibitore C1 esterasi-concentrazione	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	E00103058	70311	1566	P-Inibitore C1 esterasi-funzionale*	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	12
*NOTA: CONSEGNARE IN LABORATORIO ENTRO 2H DAL PRELIEVO - ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Cortisolo*	90.15.3	0090153.06	305	S-Cortisolo	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	3050	S-Cortisolo (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		0090153.02	306	U-Cortisolo	VERDE-10 mL- Fondo TONDO	Almeno 10 mL di urina da raccolta delle 24h	2
*NOTA: ASTENERSI DA INTENSA ATTIVITA’ FISICA DA ALMENO 24H DAL PRELIEVO							
Corticotropina (ACTH)*	90.15.2	0090152.01	370	P-Ormone adrenocorticotropo (ACTH)*	LILLA trasparente – 2 mL 4°C - GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	1
	90.15.2	N.A.	3700	P-Ormone adrenocorticotropo (ACTH) (a orario)*	LILLA trasparente – 2 mL 4°C - GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	1
*NOTA: AGITARE E METTERE SUBITO IN GHIACCIO							
Crioglobuline ricerca	90.61.1	0090611	405	S-Crioglobuline	RUGGINE - 3,5 mL 37°C	Sangue venoso	9

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
				(Ricerca)*		coagulato	
Crioglobuline tipizzazione	90.61.2	0090612	412	S-Crioglobuline (Tipizzazione)*	RUGGINE - 3,5 mL 37°C	Sangue venoso coagulato	9
*NOTA: MANTENERE A 37°C UTILIZZANDO APPOSITO CONTENITORE ISOTERMICO							
Cromogranina A	90.16.6	0090166.00	514	S-Cromogranina A	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
CYFRA 21-1	90.61.3	0090613	538	S-CYFRA 21-1	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Deidroepiandrosterone solfato (DEA)	90.17.2	0090172.02	307	S-Deidroepiandrosterone solfato) (DHEA-S)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	3070	S-Deidroepiandrosterone solfato) (DHEA-S) (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Delta 4 androstenedione	90.17.3	0090173	368	S-Androstenedione	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	3680	S-Androstenedione (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Dopamina*	90.03.6	0090036.05	P331C	P-Catecolamine in clinostatismo	LILLA - 4mLCLINO – 4°C	Sangue venoso in K2EDTA Vedi allegato 6	10
	90.03.6	0090036.07	P331O	P-Catecolamine in	LILLA - 4mLORTO - 4°C	Sangue venoso in	10

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
				ortostatismo		K2EDTA Vedi allegato 6	
*NOTA: AGITARE E METTERE SUBITO IN GHIACCIO							
Dopamina	90.03.6	0090036.02	P332	Catecolamine urinarie	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 10 mL di urina da raccolta delle 24h Vedi allegato 6	10
Elastasi 1 pancreatica	90.17.D	009017D	502	F-Elastasi-1	CONTENITORE MATERIALE FECALE	Raccogliere circa 2-3 gr. di materiale fecale	7
Elettroforesi proteica (incluso dosaggio delle proteine totali)	90.38.4	0090384.02	582 profilo	S-Elettroforesi delle proteine	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5
				S-Proteine totali			
Elettroforesi delle proteine urinarie (incluso dosaggio delle proteine totali)	90.39.1	0090391	531 profilo	U-Elettroforesi delle proteine	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	5
				U-Proteine totali			
Emoglobine. Determinazione frazioni (HbA2, HbF, Hb anomale)	90.66.7	0090667	E186F	Sg-Frazioni e varianti emoglobiniche	LILLA trasparente -3 ml	Sangue venoso in K2EDTA	3
Enolasi neurone specifica (NSE)	90.18.4	0090184	408	S-Enolasi neurone specifica (NSE)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Enzima di conversione	90.17.E	009017E	371	S-Enzima conversione	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso	3

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
dell'Angiotensina (ACE)				angiotensina (ACE)		coagulato	
Estradiolo (E2)	90.19.2	0090192.01	309	S-17 β Estradiolo	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Fattore di Crescita Placentare	E00106006	439ASOL	439A	Fattore di crescita placentare (PIGF)*	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Fattore reumatoide (reuma test)	90.64.2	0090642.01	416	S-Fattore reumatoide	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Fattore von Willebrand (vW) Antigene	90.63.6	0090636	156	P-Fattore di von Willebrand	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Fattore von Willebrand (vW) Attività/Cofattore Ristocetinico	90.59.5	0090595	160	P- Attività Fattore di von Willebrand	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Fattori della coagulazione (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII)	90.64.3	0090643.08	243	P-Fattore II	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	5
	90.64.3	0090643.06	278	P-Fattore IX	AZZURRO – 2,7 mL		5
	90.64.3	0090643.01	275	P-Fattore V	AZZURRO – 2,7 mL		5
	90.64.3	0090643.09	276	P-Fattore VII	AZZURRO – 2,7 mL		5
	90.64.3	0090643.07	277	P-Fattore VIII	AZZURRO – 2,7 mL		5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
	90.64.3	0090643.02	279	P-Fattore X	AZZURRO – 2,7 mL		5
	90.64.3	0090643.03	280	P-Fattore XI	AZZURRO – 2,7 mL		5
	90.64.3	0090643.04	281	P-Fattore XII	AZZURRO – 2,7 mL		5
	90.64.3	0090643.05	159	P-Fattore XIII	AZZURRO – 2,7 mL		5
Feci sangue occulto	90.21.4	0090214.01	468	F-Emoglobina	FOB Gold tube	2-3 gr. Di materiale fecale Vedi Allegato 1	3
		0090214.04	468P1	F-Emoglobina (1° campione)	FOB Gold tube		3
		0090214.02	468P2	F-Emoglobina (2° campione)	FOB Gold tube		3
		0090214.03	468P3	F-Emoglobina (3° campione)	FOB Gold tube		3
Folati	90.23.2	0090232	508	S-Folato	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Follitropina (FSH)	90.23.3	0090233.01	313	S-Ormone Follicolo stimolante (FSH)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	3130	S-Ormone Follicolo Stimolante (FSH) (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Fosfatasi alcalina isoenzima osseo	90.24.1	0090241	482	S-Fosfatasi alcalina ossea	BLU elettrico - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	2

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
Frazione C1 del Complemento	90.60.2	0090602.07	547	S-Complemento (frazione C1q)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	7
Frazione C3 del Complemento	90.60.2	0090602.02	485	S-Complemento (frazione C3)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Frazione C4 del Complemento	90.60.2	009062.04	486	S-Complemento (frazione C4)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Gastrina	90.26.1	0090261	339	S-Gastrina (forma G-17)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5
		N.A.	3390	S-Gastrina (forma G-17) (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5
Glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH)	90.27.2	0090272	232	Sg-Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD)	LILLA trasparente - 2 mL	Sangue venoso in K2EDTA	3
Gonadotropina corionica (subunità beta, molecola intera) beta HCG	90.27.5	0090275	432	S-Gonadotropina corionica (intatta + subunità β)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
HCG Frazione Libera e PAPP-A	90.17.6	0090176.00	11015 profilo	S-Proteina A associata alla gravidanza (PAPP-A) S-Gonadotropina corionica subunità β libera (β HCG)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 3 [IGF - BP3]	90.34.A	009034A	386	S-Proteina 3 legante il fattore di crescita	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
				insulino-simile (IGFBP-3)			
Immunofissazione nel siero	90.69.2	0090692.02	426	S-Tipizzazione componente monoclonale	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5
Immunofissazione nelle urine – Bence Jones	90.69.2	0090692.01	411	U-Proteina di Bence Jones (qualitativa)	BIANCO-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 ml di urina da singola minzione Vedi Allegato 3	5
Immunoglobuline: catene kappa e lambda libere sangue Catene kappa e lambda [S/U] (no Bence Jones)	90.28.7	0090284.01 0090287.02	463	S-Catene leggere libere kappa e lambda	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	3
Immunoglobuline: catene kappa e lambda libere urinarie	90.28.7	0090287.01	511 profilo	U-Proteina di Bence Jones (quantitativa)	BIANCO-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h Vedi Allegato 3	5
Immunoglobuline IgA, IgG, IgM	90.69.4	0090694.01	488	S-Immunoglobulina A (IgA)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.69.4	0090694.02	427	S-Immunoglobulina G (IgG)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.68.4	0090684.04	442	S-Immunoglobulina G sottoclasse 4(IgG4)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.69.4	0090694.03	490	S-Immunoglobulina M	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
				(IgM)		coagulato	
Insulina	90.29.1	0090291.01	318	S-Insulina	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.29.1	N.A.	3180	S-Insulina (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Lipoproteina (a)	90.30.3	0090303	555	S-Lipoproteina(a)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Luteotropina (LH)	90.32.3	0090323	316	S-Ormone luteinizzante (LH)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	3160	S-Ormone luteinizzante (LH) (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Macroprolattina	90.38.8	0090388	322MA profilo	S-Macroprolattina (ricerca)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato Vedi Allegato 5	2
Mutazione di EGFR	91.60.1	0091601	451	P-MUTAZIONE EGFR (esoni 18-21)	BIOPSIA LIQUIDA 10 mL (2 Provette)	Sangue venoso in EDTA-K3 e conservante	10
	91.60.1	0091601.B	452	P-MUTAZIONE EGFR (esoni 18-21, compresa C797S)	BIOPSIA LIQUIDA 10 mL (2 Provette)	Sangue venoso in EDTA-K3 e conservante	10
Ormone Anti Mulleriano (AMH). Dosaggio	90.17.G	009017G	349	S-Ormone Anti Mulleriano	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
Ormone della Crescita/Ormone Somatotropo (hGH)	90.35.1	0090351.01	308	S-Ormone della crescita (hGH)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.35.1	N.A.	3080	S-Ormone della crescita (hGH) (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Osmolalità/Osmolarità: determinazione Diretta	90.34.7	0090347	577	P-Osmolalita'	VERDE - 6 mL	Sangue venoso in Litio eparina	1
	90.34.7	009034700	578	U-Osmolalità	BLU 15 mL Fondo TONDO	Almeno 5 ml di urina da singola minzione	1
Osteocalcina (BGP)	90.35.4	0090354	407	S-Osteocalcina	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Paratormone (PTH)	90.35.5	0090355	344	S-Paratormone (PTH)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	3440	S-Paratormone (PTH) (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Pepsinogeno A (I)	90.38.M	009038M	338	S-Pepsinogeno I	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5
		N.A.	3380	S-Pepsinogeno I (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5
Plasminogeno	90.71.5	0090715	274	P-Plasminogeno	AZZURRO trasparente– 1,8mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	10
Prealbumina	90.37.6	0090376	413	S-Transtiretina (Prealbumina)	RUGGINE – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
Progesterone	90.38.1	0090381.01	321	S-Progesterone	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Prolattina (PRL)	90.38.2	0090382	322	S-Prolattina*	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato Vedi Allegato 5	2
	90.38.2	N.A.	3220	S-Prolattina (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato Vedi allegato 5	2
*NOTA: PER VALORI > 33 µg/L E QUESITO DIAGNOSTICO COERENTE VIENE ESEGUITA LA RICERCA PER MACROPROLATTINA							
Propeptide Amino-Terminale del Procollagene Tipo 1 (P1NP)	90.37.7	0090377.01	414	S-Propeptide N-Terminale procollagene 1 (P1NP)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Proteina 4 dell'epididimo umano (HE4)	90.56.A	009056A	437	S-Proteina 4 dell'epididimoumano (HE4)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Proteina C anticoagulante funzionale	90.72.2	0090722	269	P-Proteina C	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Proteina S libera	90.72.4	0090724	272	P-Proteina S libera	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
Proteine totali sangue	90.38.5	0090385.01	466	S-Proteine totali	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Rame	90.39.4	0090394.01	561	S-Rame	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Rapporto Proteine/Creatinina nelle Urine	90.38.5	0090385.05	467EC	Rapporto U-Proteine/U-Creatinina	VERDE-10 mL fondo TONDO	Almeno 5 mL di urina da raccolta delle 24h	1
Rapporto Lattato/Piruvato	90.02.5	2024P	1446 Profilo	P-Lattato	GRIGIO - 2 mL	Sangue venoso in Na-Fluoruro Ossalato	5
	90.03.2			Sg-Piruvato			
Rapporto sFlt-1/PIGF (Tirosinchinasi 1 fms-simile solubile/Fattore di Crescita Placentare)	E00103054 E00106006	227012	11016 profilo	Rapporto sFlt-1/PIGF*	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
*NOTA: VALIDATO ESCLUSIVAMENTE IN GRAVIDANZE SINGOLE TRA LA 24^ E LA 37^ SETTIMANA DI GESTAZIONE - ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							
Somatomedina C [IGF I]	90.40.7	0090407.04	325	S-Fattore di crescita insulino-simile1 (IGF1)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	3250	S-Fattore di crescita insulino-simile1 (IGF1) (a orario)	GIALLO- 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Stato Mutazionale B-RAF	91.60.6	0091606	455	P-MUTAZIONE BRAF	BIOPSIA LIQUIDA 10 mL	Sangue venoso in EDTA-K3 e conservante	10

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
Stato Mutazionale K-RAS	91.60.5	0091605	453	P-MUTAZIONE KRAS	BIOPSIA LIQUIDA 10 mL	Sangue venoso in EDTA-K3 e conservante	10
Stato Mutazionale K-RAS e N-RAS	91.60.3	0090603	1454	P-MUTAZIONE NRAS e KRAS	BIOPSIA LIQUIDA 10 mL	Sangue venoso in EDTA-K3 e conservante	5
Telopeptide C-terminale del Collagene Tipo 1 (CTX)	90.41.6	0090416.00	404	S-Telopeptide C-Terminale β collagene I (β -CTX)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Tempo di Protrombina (PT) incluso test miscela se necessario	90.75.4	0090754.A	1184 profilo	P-Test di correzione del PT (miscela)*	AZZURRO trasparente - 1,8 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Tempo di Trombina (TT)	90.75.5	0090755	247	P-Tempo di Trombina	AZZURRO – 2,7 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
Tempo di Tromboplastina Parziale (aPTT) incluso test miscela se necessario	90.76.1.	0090761.A	1185 profilo	P-Test di correzione del aPTT (miscela)*	AZZURRO trasparente - 1,8 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	2
Test di funzionalità piastrinica	90.76.7	0090767	169	P-Funzionalità piastrinica*	AZZURRO trasparente – 1,8 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	1
*NOTA: ESAME ESEGUIBILE SOLO PRESSO IL PRESIDIO SACCO - EFFETTUARE IL PRELIEVO SENZA LACCIO EMOSTATICO E CONSEGNARE IN LABORATORIO ENTRO 2H DAL PRELIEVO							
Test di resistenza alla proteina C attivata	90.77.2	0090772	248	P-Resistenza Proteina C attivata	AZZURRO trasparente – 1,8 mL	Sangue venoso in Sodio Citrato	10
Testosterone	90.41.3	0090413.01	324	S-Testosterone totale	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: BCS							
						coagulato	
		N.A.	3240	S-Testosterone totale (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Testosterone libero	90.41.4	0090414	327	S-Testosterone libero	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	2
		N.A.	3270	S-Testosterone libero (a orario)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	2
Tireoglobulina (TG)	90.41.5	0090415	343	S-Tireoglobulina	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1
Transferrina desialata (CDT)	90.42.6	0090426	440	S-Transferrina carboidrato-carente (CDT)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	14
Triptasi	90.42.B	009042B	36281	S-Triptasi	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	3
Urine esame morfologico a fresco - studio eritrociti	90.43.8	0090438	4771	Esame microscopico del sedimento urinario	BIANCO-10 mL Fondo CONICO	Almeno 5 mL di urina Vedi Allegato 9	1
Vitamina B12 (Cobalamina)	90.13.5	0090135	507	S-Vitamina B12	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

IgE Specifiche per Allergeni Singoli Ricombinanti Molecolari	90.68.A	009068A.23	36220	Alt a1, Alternaria (m229)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.02	36226	Amba1, Ambrosia (w230)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.24	36293	Anao3, Anacardo (f443)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.25	36261	Api g1.01, Sedano PR-1 (f417)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.26	36261	Api m1, Ape, Fosfolipasi A2 (i208)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.27	36309	Apim10, Ape, Icarapina (i217)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.29	36306	Apim2, Ape (i214)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.28	36307	Apim3, Ape (i215)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.30	36308	Apim5, Ape (i216)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.31	36242	Arah1, Arachide (f422)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.A	009068A.32	36243	Ara h2, Arachide (f423)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.33	36244	Ara h3, Arachide (f424)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.35	36283	Ara h8, Arachide, PR-10 (f352)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.98	36287	Ara h9, Arachide, LPT (f427)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.03	36227	Artv1, Assenzio selvatico (w231)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.36	36313	Aspf1, Aspergillo (m218)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.37	36294	Aspf2, Aspergillo (m219)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.38	36295	Aspf3, Aspergillo (m220)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.39	36228	Asp f4, Aspergillo (m221)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.40	36229	Asp f6, Aspergillo (m22)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.A	009068A.41	36284	Bere1, Noce brasiliana (f354)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.42	36201	Betv1, Betulla, PR-10 (t215)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.43	36202	Betv2, Bet., Profilina (t216)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.44	36203	Betv4, Betulla (t220)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.45	36269	Betv6, Betulla (t225)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.06	36048	Bos d4, Latte, Alfa-lattoalb. (f76)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.07	36049	Bos d5, Latte, Beta-lattoglob. (f77)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.08	36302	Bosd6, Mucca, BSA (e204)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.09	36050	Bosd8, Latte, Caseina (f78)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.10	36296	Canf1, Cane (e101)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.A	009068A.47	36297	Canf2, Cane (e102)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.48	36298	Canf4, Cane (e229)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.49	36299	Canf5, Cane (e226)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.50	36314	Canf6, Cane (e230)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A51	36288	Cora1, Nocciola, PR-10 (f428)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.52	36289	Cora14, Nocciola (f439)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.53	36245	Cora8, Nocciola, LTP (f425)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.54	36290	Cora9, Nocciola (f440)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.11	36204	Cupa1, Cipresso (t226)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.12	36215	Cynd1, Erba canina (g216)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.A	009068A.55	36311	Cyp c1, Carpa (f355)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.13	36205	Derp1, Acaro_D.Pty (d202)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.57	36206	Derp2, Acaro_D.Pty (d203)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.56	36251	Derp10,AcaroD.Pty,Trop o (d205)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.99	36305	Derp23,AcaroD.Pty (d209)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.59	36300	Feld1, Gatto (e94)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.60	36303	Feld2, Gatto, Alb.sero (e220)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.61	36304	Feld4, Gatto (e228)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.62	36315	Feld7, Gatto (e231)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.63	36246	Gad c1, Merluzzo (f426)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.A	009068A.97	36312	Gal-alpha 1,3 TG Bovin(o215)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.14	36256	Gald1, Uovo, Ovomucoide (f233)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.15	36257	Gald2, Uovo, Ovoalbumina (f232)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.16	36258	Gald3, Uovo, Conalbumina (f323)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.17	36259	Gal d4, Uovo, Lisozima (k208)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.64	36317	Gly m4, Soia, PR-10 (f353)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.18	36250	Gly m5, Soia, Beta- conglucini (f431)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.19	36255	Gly m6, Soia, Glicinina (f432)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.65	36209	Hev b1, Lattice (k215)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.66	36219	Hev b11, Lattice (k224)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.A	009068A.67	36210	Hev b3, Lattice (k217)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.68	36216	Hev b5, Lattice (k218)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.69	36217	Hev b6.02, Lattice (k220)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.70	36218	Hev b8, Lattice, Profillina (k221)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.71	36291	Jug r1, Noce (f441)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.72	36292	Jur r3, Noce, LTP (f442)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.73	36207	Mal d1, Mela, PR-10 (f434)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.74	36208	Mal d3, Mela, LPT (f435)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.01	36260	MUXF3, CCD, Bromelina (o214)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.75	36222	Ole e1, Olivo (t224)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.A	009068A.77	36221	Parj2,Erbavetriola,LTP (w211)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.78	36231	Pena1, Gamberetto, Tropom. (f351)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.79	36211	Phl p1, Coda di topo (g205)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.81	36214	Phlp12, Coda di topo, Profilina (g212)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.83	36212	Phl p5b, Coda di topo (g215)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.87	36268	Pol d5, Vespa cartonaia(i210)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.88	36285	Pru p1, Pesca, PR-10 (f419)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.89	36241	Pru p3, Pesca, LPT (f420)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.90	36286	Pru p4, Pesca, Profilina (f421)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.A	009068A.91	36318	Pru p7, Pesca, GRP (f454)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

	90.68.A	009068A.92	36319	Ses i1, Sesamo, 2S Albumina (f449)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.94	36247	Tria19, Grano, Omega-5 Gliadina (f416)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.93	36248	Tria14, Grano, LTP (f433)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.96	36267	Ves v5, Vespa (i209)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068A.95	36271	Ves v1, Vespa, Fosfolipasi A1 (i211)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IgE Specifiche Allergologiche: quantitativo per ogni allergene (Alimenti)	90.68.1	0090681.01	36041	f1 Albume	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.10	36109	f10 Semi di sesamo	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.11	36110	f11 Grano saraceno	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.12	36057	f12 Piselli	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.13	36058	f13 Arachidi	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.1	0090681.14	36059	f14 Semi di soia	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.15	36111	f15 Fagioli bianchi	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.16	36061	f17 Nocciola	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.17	36112	f18 Noce brasiliana	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.02	36105	f2 Latte	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.18	36062	f20 Mandorle	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.52	36125	f201 Noce americana	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.53	36126	f202 Anacardio	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.54	36127	f203 Pistacchio	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.55	36128	f204 Trota	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.1	0090681.56	36003	f206 Sgombro	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.57	36004	f207 Vongole	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.58	36129	f210 Ananas	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.	36130	f213 Carne di coniglio	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.60	36131	f214 Spinaci	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.61	36132	f215 Lattuga	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.19	36113	f23 Granchio comune	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.66	36133	f237 Albicocca	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.20	36044	f24 Gambero	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.67	36134	f242 Ciliegia	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.1	0090681.21	36063	f25 Pomodoro	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.69	36135	f253 Pinoli	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.70	36136	f254 Platessa	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.72	36077	f256 Noce	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.73	36137	f258 Calamaro	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.22	36114	f26 Carne di maiale	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.23	36115	f27 Carne di bue (vitello)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.79	36078	f276 Finocchio	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.80	36138	f280 Pepe nero	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.81	36139	f284 Carne di tacchino	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.1	0090681.03	36043	f3 Merluzzo	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.	36005	f307 Nasello	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.	36008	f308 Sardina	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.89	36140	f309 Ceci	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.24	36116	f31 Carota	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.	36010	f312 Pesce spada	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.25	36065	f33 Arancia	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.91	36141	f337 Sogliola	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.	36142	f345 Noce di macadamia	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.26	36066	f35 Patata	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.1	0090681.30	36046	f37 Mitili	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.04	36054	f4 Grano	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.27	36117	f40 Tonno	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.28	36118	f41 Salmone	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.29	36014	f44 Fragola	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.31	36119	f45 Lievito	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.32	36068	f47 Aglio	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.34	36070	f49 Mela	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.05	36106	f5 Segale (farina)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.35	36120	f59 Polpo	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.1	0090681.06	36107	f6 Orzo	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.07	36108	f7 Avena	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.36	36047	f75 Tuorlo	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.37	36015	f79 Glutine	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.08	36055	f8 MAIS	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.88	36016	f304 Aragosta	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.39	36121	f83 Carne di pollo	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.40	36071	f84 Kiwi	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.41	36122	f85 Sedano	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.	36123	f86 Prezzemolo	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

	90.68.1	0090681.42	36019	f87 Melone	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.09	36056	f9 Riso	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.46	36020	f92 Banana	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.47	36124	f93 Cacao	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.48	36026	f94 Pera	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.49	36073	f95 Pesca	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.B0	36027	g12 Segale (Secale cereale)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.A	009068	36249	Gliadina	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IgE Specifiche Allergologiche: quantitativo per ogni allergene (Farmaci e Veleni)	90.68.1	0090681.T8	36034	c1 Penicillina G	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.T9	36035	c2 Penicillina V	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

	90.68.1	0090681.U0	36036	c5 Ampicillina	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.U1	36037	c6 Amoxicillina	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.U2	36040	c7 Cefaclor	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.S0	36262	i1 - Ape (Apis mellifera)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.S1	36263	i3 - Giallone (Vespula spp.)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.	36264	i4 - Vespa (Polistes spp.)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.S7	36265	i75 - Calabrone (Vespa crabro)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.S8	36266	i77 - Vespa (Polistes dominulus)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.D2	36038	m1 Penicillium chrysogenum	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IgE Specifiche Allergologiche: quantitativo per ogni allergene	90.68.1	0090681.B4	36001	d1 Dermatophagoides Pteronyssinus	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

(Inalanti)

90.68.1	0090681.B5	36002	d2 Dermatophagoides Farina e	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.C1	36006	e1 Forfora di gatto	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.C2	36101	e3 Forfora di cavallo	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.C4	36007	e5 Forfora di cane	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.C5	36102	e6 Forfora di cavia	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.C8	36103	e82 Forfora di coniglio	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.C9	36104	e84 Forfora di criceto	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.B1	36032	g13 Bambagiona (Holcus lanatus)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.A1	36011	g2 Erba canina (Cynodon dactylon)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.A2	36033	g3 Erba Mazzolina (Dactylis glomerata)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

90.68.1	0090681.A4	36013	g5 Logliarella (Lolium perenne)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.A5	36012	g6 Coda di topo (Phleum pratense)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.D3	36039	m2 Cladosporiumherbarum	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.D4	36017	m3 - Aspergillusfumigatus	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.D7	36018	m6 - Alternaria alternata	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.E3	36021	t2 Ontano bianco (Alnusincana)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.F7	36025	t23 Cipresso mediterraneo (Cupressussempervirens)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.E4	36022	t3 Betulla verrucosa	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.E5	36023	t4 Nocciolo (Corylus avellana)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
90.68.1	0090681.F0	36144	t9 Olivo	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia

	90.68.1	0090681.	36028	w1 Artemisiifolia (Ambrosia elatior)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.G8	36031	w19 Erba vetriola (Parietaria officinalis)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.G9	36042	w21 Parietaria (Parietaria judaica)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.	36045	w4 Falsa ambrosia (Franseriaacanthicarpa)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.G2	36051	W05 Assenzio (Artemisia absinthium)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.G3	36029	W06 Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
	90.68.1	0090681.G6	36030	W09 Lanciuola (Plantago lanceolata)	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IGE Specifiche. Allergologiche: Dosaggio Quantitativo (Professionali)	90.68.1	0090681.T7	36081	k82 - Lattice	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IGE Specifiche. Allergologiche: Dosaggio Quantitativo (Parassiti)	90.68.1	0090681.T8	36143	p4 Anisakis	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: Allergologia							
IgE Specifiche Pannello per Alimenti. Fino a 8 Allergeni per pannello	90.68.7	0090687	90.68.7	Allergeni Alimenti	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IgE Specifiche Pannello per Inalanti. Fino a 8 Allergeni per pannello	90.68.8	0090688	90.68.8	Allergeni Inalanti	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IgE Specifiche Allergologiche Quantitativo per Inalanti e Alimenti. Fino a 12 allergeni. Richiedibile fino al massimo di 5 volte	90.68.B 90.68.B.01 90.68.B.ZZ 90.68.B.02	009068B	90.68.B	Allergeni Inalanti e Alimenti	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IgE Specifiche Allergologiche Quantitativo per Farmaci e Veleni. Fino a 12 allergeni. Richiedibile fino al massimo di 5 volte	90.68.C 90.68.C.01 90.68.C.ZZ 90.68.C.02	009068C	90.68.C	Allergeni Farmaci e Veleni	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IgE Specifiche Allergologiche Analisi Completa o > 13 ricombinanti	90.68.D	009068D	90.68.D	Analisi completa o > 13 Ricombinanti	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IgE Specifiche Allergologiche Quantitativo per Singolo Allergene (<5)	90.68.1	0090681.00	90.68.1	Vedi elenco pagine precedenti	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5
IgE Totali	90.68.3	0090683	361	S-Immunoglobuline E totali	GIALLO - 5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: Autoimmunità							
Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
Anticorpi Anti Antigeni Nucleari Estraibili (ENA)	90.47.3	0090473	326	Anticorpi anti-antigeni nucleari estraibili (ENA screening)*	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
*NOTA: l'analisi "ENA screening" rileva eventuali anticorpi anti: SmD; U1-snRNP; SSA/Ro; SSB/La; Scl-70; Jo-1; CENP-B							
Anticorpi Anti Cellule Parietali Gastriche (PCA)	90.48.1	0090481	107M	Anticorpi anti-cellule parietali gastriche (APCA)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Centromero (ACA)	90.47.F	009047F	102	Anticorpi anti-CENP-B	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti DNA Nativo	90.48.3	0090483	103M	Anticorpi anti-dsDNA	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Endomisio	90.47.E	009047E.01	119M	IgA anti-endomisio (EMA)	RUGGINE - 5 mL	Sangue venoso coagulato	6
Anticorpi Anti Gliadina Deamidata (IgG, IgA)	90.49.5	0090495.02	301	IgA anti-gliadina deamidata	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
	90.49.5	0090495.03	30103	IgG anti-gliadina deamidata	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Glutammico Decarbossilasi (GAD)	90.49.7	0090497	359	Anticorpi anti-GAD	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5
Anticorpi Anti Insula Pancreatica Antigene Associato a Insulinoma-2 (IA2)	90.52.5	0090505.01	356	Anticorpi anti-IA2	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: Autoimmunità							
Anticorpi Anti Insula Pancreatica Trasportatore 8 Zinco (ZnT8)		0090525.00	362	Anticorpi anti-ZnT8	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5
Anticorpi Anti Insulina (AIAA)	90.51.1	0090511	347	Anticorpi anti-insulina (IAA)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5
Anticorpi Anti Jo1	90.47.7	0090477	385	Anticorpi anti-Jo-1	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Microsomi Epatici e Renali (LKMA)	90.51.5	0090515	112M	Anticorpi anti-microsomi epatici e renali (LKM)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Mieloperossidasi (MPO)	90.51.6	0090516.00	113	Anticorpi anti-mieloperossidasi (MPO)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Mitochondri (AMA)	90.52.1	0090521	106M	Anticorpi anti-mitocondrio (AMA)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Muscolo liscio (ASMA)	90.52.2	0090522	105M	Anticorpi anti-muscolo liscio (ASMA)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Nucleo (ANA)	90.52.4	0090524	110M	Anticorpi anti-nucleo (ANA)	RUGGINE - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	6
Anticorpi Anti Organo - LC1	90.52.5	0090525.27	388	Anticorpi anti-LC1	RUGGINE - 5 mL	Sangue venoso coagulato	8
Anticorpi Anti Organo - SLA		0090525.26	387	Anticorpi anti-SLA	RUGGINE - 5 mL	Sangue venoso coagulato	8
Anticorpi anti-PCNA	90.52.5	009052508	395	Anticorpi anti-PCNA	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Peptide Ciclico Citrullinato	90.47.D	009047D	320	Anticorpi anti-peptide citrullinato ciclico (CCP)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: Autoimmunità							
Anticorpi Anti Proteinasi 3 (PR3): specificità ANCA correlata	90.53.8	0090538.00	111	Anticorpi anti-proteinasi 3 (PR3)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti RNP. Determinazione singola	90.47.8 90.52.5.09	0090478 0090525.09	381	Anticorpi anti-U1 snRNP	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Saccharomyces Cerevisiae (ASCA)	90.53.A	009053A.01	118	IgA anti-Saccharomyces Cerevisiae (ASCA)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
		009053A.02	117	IgG anti-Saccharomyces Cerevisiae (ASCA)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Scl-70	90.47.9	0090479	384	Anticorpi anti-Scl-70	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Sm	90.47.A	009047A	380	Anticorpi anti-SmD	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti SSA	90.47.B	009047B	382	Anticorpi anti-SSA/Ro	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti SSB	90.47.C	009047C	383	Anticorpi anti-SSB/La	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Anticorpi Anti Transglutaminasi in monitoraggio (TTG IgG), in monitoraggio con deficit IgA (TTG IgA)	90.53.D	009053D.02	302	IgA anti-transglutaminasi tissutale (tTG)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
		009053D.01	30203	IgG anti-transglutaminasi tissutale (tTG)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	4
Celiachia diagnosi reflex test inclusi: anticorpi anti transglutaminasi (ATTG) IgA e IgA totali, eventuali anticorpi anti endomisio (EMA) ed eventuali anticorpi anti gliadina	90.53.R	009053R	1302 profilo	IgA o IgG anti-transglutaminasi tissutale (tTG)	GIALLO - 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Settore Biochimica Clinica Specialistica: Autoimmunità							
deamidata (DGP-AGA) IgG							
Ricerca autoanticorpi immunoblotting N.A.S.	90.52.6	0090526.00 A	389 profilo	Anticorpi associati alle miositi*	BLU elettrico – 3,5 mL	Sangue venoso coagulato	8
	90.52.6	0090526.00	391 profilo	Anticorpi associati alle sclerodermie*			
*NOTA: I PANNELLI POSSONO ESSERE ACCETTATI SOLO SE ACCOMPAGNATI DAL QUESITO DIAGNOSTICO							

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
Farmaci Antibiotici *Conservare il campione a +4°C e inviare in laboratorio il prima possibile	90.17.B	009017B.44	8005	Amikacina	ROSA- 4mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	80050	Amikacina (a orario)			
		009017B.44P	80052	Amikacina (prelievo di picco)			
		009017B.44V	80051	Amikacina (prelievo di valle)			
	90.17.B	009017B.50	8030	Ampicillina*	LILLA - 4 mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	5
		N.A.	80300	Ampicillina (a orario)*			
		009017B.50P	8030P	Ampicillina (prelievo di picco)*			
		009017B.50P	8030V	Ampicillina (prelievo di valle)*			
	90.17.B	009017B.51B	8029	Cefepime*	LILLA - 4 mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	5
		N.A.	80290	Cefepime (a orario)*			
		009017B.51BP	8029P	Cefepime (prelievo di picco)*			

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
		009017B.51BV	8029V	Cefepime (prelievo di valle)*			
	90.17.B	009017B.51A	8027	Ceftazidime*	LILLA - 4 mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	5
		N.A.	8027O	Ceftazidime (a orario)*			
		009017B.51AP	8027P	Ceftazidime (prelievo di picco)*			
		009017B.51AV	8027V	Ceftazidime (prelievo di valle)*			
	90.17.B	009017B.59	8035	Dalbavancina*	LILLA - 4 mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	10
		N.A.	8035O	Dalbavancina (a orario)*			
		009017B.59P	8035P	Dalbavancina (prelievo di picco)*			
		009017B.59V	8035V	Dalbavancina (prelievo di valle)*			
	90.17.B	009017B.59A	805	Daptomicina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
		N.A.	8050	Daptomicina (a orario)			

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
		009017B.59AP	805P	Daptomicina (prelievo di picco)			
		009017B.59AV	805V	Daptomicina (prelievo di valle)			
	90.17.B	009017B.54	8032	Fosfomicina*	LILLA - 4 mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	10
		N.A.	8032O	Fosfomicina (a orario)*			
		009017B.54P	8032P	Fosfomicina (prelievo di picco)*			
		009017B.54V	8032V	Fosfomicina (prelievo di valle)*			
	90.17.B	009017B.45	521	Gentamicina	ROSA -4mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	5210	Gentamicina (a orario)			
		009017B.45P	520	Gentamicina (prelievo di picco)			
		009017B.45V	519	Gentamicina (prelievo di valle)			

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
	90.17.B	N.A. 0090117B.55	3800	Levofloxacin (a orario)	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
		0090117B.55P	38	Levofloxacin (prelievo di picco)			
	90.17.B	009017B.53	45	Linezolid	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	5
		N.A.	4500	Linezolid (a orario)			
		009017B.53P	45P	Linezolid (prelievo di picco)			
		009017B.53V	45V	Linezolid (prelievo di valle)			
	90.17.B	009017B.49	8012	Meropenem*	LILLA - 4 mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	5
		N.A.	8012O	Meropenem (a orario)*			
		009017B.49P	8012P	Meropenem (prelievo di picco)*			
		009017B.49V	8012V	Meropenem (prelievo di valle)*			
	90.17.B	009017B.48 009017B.F4	8013	Piperacillina*	LILLA - 4 mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
		N.A.	8013O	Piperacillina (a orario)*			
		009017B.48P	8013P	Piperacillina (prelievo di picco)*			
		009017B.48V	8013V	Piperacillina (prelievo di valle)*			
	90.17.B	N.A.	390	Rifampicina(a orario)	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
		009017B.58P	39	Rifampicina (prelievo di picco)			
	90.17.B	009017B.48.B	8031	Tazobactam*	LILLA - 4 mL GHIACCIO	Sangue venoso in K2EDTA	5
		N.A.	8031O	Tazobactam (a orario)*			
		009017B.48BP	8031P	Tazobactam (prelievo di picco)*			
		009017B.48BV	8031V	Tazobactam (prelievo di valle)*			
	90.17.B	009017B.47	37	Teicoplanina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
		N.A.	3703	Teicoplanina (a orario)			

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
		009017B.47P	3702	Teicoplanina (prelievo di picco)			
		009017B.47V	3701	Teicoplanina (prelievo di valle)			
	90.17.B	009017B.46	522	Vancomicina	ROSA - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
		N.A.	5220	Vancomicina (a orario)			
		009017B.46P	524	Vancomicina (prelievo di picco)			
		009017B.46V	523	Vancomicina (prelievo di valle)			
Farmaci Antimicotici (I campioni possono essere conservati a temperatura ambiente fino all'invio in laboratorio)	90.17.B	009017B.G1	8019	Caspofungina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.63	8020	Isavuconazolo			
	90.17.B	009017B.62	8021	Itraconazolo			
	90.17.B	009017B.61	8007	Posaconazolo			
	90.17.B	009017B.60	9	Voriconazolo			

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
Farmaci attivi sul Sistema Nervoso Centrale (Inviare in laboratorio il prima possibile)	90.17.B	009017B.01	500	Acido valproico	ROSA - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.17.B	009017B.95	31F	Aripirazolo e Deidroaripirazolo	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.03	546	Carbamazepina	ROSA - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.17.B	009017B.F8	25	Citalopram	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.90	95F	Clomipramina e Norclomipramina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.98	35	Clozapina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.74	93	Duloxetina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.73	10	Escitalopram	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
	90.17.B	009017B.07	22	Etosuccimide	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.08	18	Felbamato	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.09	597	Fenitoina	ROSA - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.17.B	009017B.10	431	Fenobarbitale	ROSA - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.17.B	009017B.75	41	Fluoxetina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.76	8033	Fluvoxamina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.B1	34	Haloperidolo	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.12	8015	Lacosamide	ROSA - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
	90.17.B	009017B.13	21	Lamotrigina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
	90.17.B	009017B.14	2	Levetiracetam	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	1
	90.32.2	0090322	433	Litio	ROSA - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.17.B	009017B.77	8034	Mirtazapina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.A1	32	Olanzapina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.16	20	OxCarbazepina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.93	36	Paliperidone	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.78	30	Paroxetina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
	90.17.B	009017B.10 009017B.19	460M	Primidone e Fenobarbitale	ROSA - 4 mL	Sangue venoso coagulato	1
	90.17.B	009017B.B3	29F	Quetiapina e Norquetiapina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.A5	33	Risperidone	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.21	24	Rufinamide	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.79	99	Sertralina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.25	15	Topiramato	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	5
	90.17.B	009017B.81	96	Venlafaxina	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	10
	90.17.B	009017B.27	23	Zonisamide	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	5
Farmaci Antiretrovirali	90.17.B	009017B.C3	52	Darunavir	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in	10

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
(Conservare il campione a +4°C e inviare in laboratorio il prima possibile)	90.17.B	009017B.C5	8018	Dolutegravir		K2EDTA	
	90.17.B	009017B.D7	58	Raltegravir			
	90.17.B	009017B.D8	8016	Rilpivirina			
Farmaci Immunosoppressori (Inviare in laboratorio il prima possibile)	90.17.B	009017B.28	461	Ciclosporina	LILLA trasparente - 3mL	Sangue venoso in K2EDTA	5
	90.17.B	009017B.31	8025	Everolimus			
	90.17.B	009017B.30	8026	Sirolimus			
	90.17.B	009017B.29	8024	Tacrolimus			
Farmaci Immunoterapici (Conservare il campione a +4°C e inviare in laboratorio il prima possibile)	90.17.B	009017B.F3	8042	Adalimumab	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	5
	E00101077	8043SOL	8043	Anticorpi Anti-Adalimumab*			
	90.17.B	009017B.F2	8040	Infliximab	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in	5

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche)
Settore Biochimica Clinica Specialistica: Monitoraggio Terapeutico (TDM)
Vedi Allegato 7

Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
	E00101 076	8041SOL	8041	Anticorpi Anti-Infliximab*		K2EDTA	
	90.17.B	009017B.32	8051	Rituximab	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	5
	N.A.	8052SOL	8052	Anticorpi Anti-Rituximab*			
	90.17.B	009017B.36	8045	Ustekinumab	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	5
		8046SOL	8046	Anticorpi Anti- Ustekinumab*			
	90.17.B	009017B.34	8047	Vedolizumab	LILLA - 4 mL	Sangue venoso in K2EDTA	5
		8048SOL	8048	Anticorpi Anti- Vedolizumab*			

***NOTA: IL DOSAGGIO DI ANTICORPI ANTI-FARMACO E' RICHIEDIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA**

SC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche) Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita Vedi Allegato 8							
Esame richiedibile (da Nomenclatore tariffario)	Cod. esame SSN	Cod. esame Aurora	Cod. esame DNLab	Determinazione eseguita	Etichetta (descrizione)	Modalità di prelievo	Giorni esecuzione
Anticorpi Anti Spermatozoi (Adesi) (ASA)	90.53.B	009053B.01	1909MT	MAR Test	FLACONE STERILE	Raccolta dell'eiaculato in toto	3
Liquido Seminale [Spermiogramma] Esame Macroscopico e Microscopico	90.31.6	0090316	1909 profilo	Analisi Macroscopica	FLACONE STERILE	Raccolta dell'eiaculato in toto	3
				Analisi Microscopica			
				Motilità			
				Morfologia			
				Valutazione della componente cellulare non nemaspermica			
Selezione Nemaspermica Per Migrazione o su Gradiente	69.92.1		1909CA	Test di capacitazione	FLACONE STERILE	Raccolta dell'eiaculato in toto	3
Test di Frammentazione del DNA Spermatico	90.31.7	0091317.00	1909SCD	Test della frammentazione del DNA nemaspermico (SCD)*	FLACONE STERILE	Raccolta dell'eiaculato in toto	3
*NOTA: ESEGUIBILE SOLO IN REGIME DI SOLVENZA							

) Liquido Seminale [Spermiogramma] Test Di Vitalita' (Colorazione Eosina)	90.31.7	0090317	1909TV	Test di vitalità (colorazione eosina)*	FLACONE STERILE	Raccolta dell'eiaculato in toto	3
NOTA: LE RICHIESTE DI ESAMI SU LIQUIDO SEMINALE DEVONO ESSERE REGISTRATE PRESSO IL SERVIZIO DI PROCREAZIONE MEDICA DEI PRESIDII SACCO E MACEDONIO MELLONI							

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
Albumina (minzione del mattino)	4141/4141FBF	U-Albumina
		U-Creatinina
Alfa-1-microglobulina (campione estemporaneo)	479	U-Alfa1 microglobulina
		U-Creatinina
Calcio Libero (curva da carico con peptoni)	53901	Calcio libero -60'
		Calcio libero 0'
		Calcio libero 15'
		Calcio libero 30'
		Calcio libero 45'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Teraputico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Calcio libero 60'
		Tempo: -+90'
		Tempo: +120'
Catecolamine plasmatiche (clinostatismo)	331C/331CP/36401C	P-Adrenalina
		P-Dopamina
		P-Noradrenalina
Catecolamine plasmatiche (ortostatismo)	331O/331OP/36401O	P-Adrenalina
		P-Dopamina
		P-Noradrenalina
Catecolamine urinarie	332/36301/36302O	U-Adrenalina
		U-Dopamina

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		U-Noradrenalina
Clearance della Creatinina	554/554FBF	S-Creatinina
		U-Creatinina
Curva da carico con calcio gluconato	53902	Calcio libero -30'
		Calcio libero 0'
		Calcio libero 2'
		Calcio libero 5'
		Calcio libero 10'
		Calcio libero 30'
Curva da carico con peptoni	572	Fosfato inorganico -15'
		Fosfato inorganico basale

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Fosfato inorganico +15'
		Fosfato inorganico +30'
		Fosfato inorganico +45'
		Fosfato inorganico +60'
		Fosfato inorganico +90'
		Fosfato inorganico --+120'
Curva da carico di Glucosio	456/456FBF	Glucosio a digiuno
		Glucosio dopo 2hr dal carico orale
Curva da carico di Glucosio (in gravidanza)	457/457FBF	Glucosio a digiuno
		Glucosio dopo 1hr dal carico orale
		Glucosio dopo 2hr dal carico orale

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Teraputico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
Curva insulinemica da carico	31804	Insulina 0'
		Insulina 30'
		Insulina 60'
		Insulina 90'
		Insulina 120'
		Peptide-C 0'
		Peptide-C 30'
		Peptide-C 60'
		Peptide-C 90'
		Peptide-C 120'
Profilo Bitest (Duo Test)	11015	Gonadotropina corionica subunità β libera (β HCG)

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA

PROFILI

Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero non richiedibili singolarmente.

Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Proteina A associata alla gravidanza (PAPP-A)
eGFR profilo per maschi (formula CKD-EPI 2021)	5731/5731FBF	eGFR (calcolo)
		S-Creatinina
eGFR profilo per femmine (formula CKD-EPI 2021)	5741/5741FBF	eGFR (calcolo)
		S-Creatinina
eGFRcys profilo per maschi(formula CKD-EPI 2021)	5732/5732FBF	eGFR (calcolo)
		S-Creatinina
		Cistatina C
eGFRcys profilo per femmine (formula CKD-EPI 2021)	5742/5742FBF	eGFR
		S-Creatinina
		Cistatina C

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
Elettroforesi delle Proteine	582	Elettroforesi delle Proteine
		S-Proteine totali
Elettroforesi delle proteine urinarie	531	Elettroforesi delle Proteine
		U-Proteine totali
Emoglobine anomale	E186F	Emoglobina A2 (Hb A2)
		Emoglobina F (Hb F)
		Emoglobina D (Hb D)
		Emoglobina S (Hb S)
		Emoglobina C (Hb C)
		Emoglobina E (Hb E)
		Altre emoglobine anomale

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Teraputico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
Fibrosis-4 Score	1424/1424FBF	Alanina aminotransferasi (ALT)
		Aspartato aminotransferasi (AST)
		Sg-Emocromo (per conteggio piastrine)
Liquido di Dialisi Esame Chimico-Fisico e Microscopico		LD-Creatinina
		LD-Glucosio
		LD-Urea
Liquido Sinoviale Esame Chimico-Fisico e Microscopico	903	LS-Conta cellule
		LS-Esterasi leucocitaria
		LS-Glucosio
		P-Glucosio
		Rapporto P-Glucosio/LS-Glucosio

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
Lupus anticoagulante (LA)	197	Test al veleno di Russel diluito (dRVVT)
		Screening
		Conferma
		Rapporto screening/conferma
		aPTTLAsensibile
		Screening
		Conferma
		Rapporto screening/conferma
Macroamilasi (ricerca)	571	S-Macroamilasi
		S-Amilasi
MacroAST (ricerca)	4231	MacroAST

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		S-Aspartato Aminotransferasi
Osmolalità(infusione ipertonica):	579	Tempo: -30'
		Tempo: basale
		Tempo: -+30''
		Tempo: -+60''
		Tempo: -+90'
		Tempo: -+120'
		Tempo: +150'
		Tempo: +180'
Pannello Miositi	389	Anticorpi Anti-Mi-2 alfa
		Anticorpi Anti-Mi-2 beta

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA

PROFILI

Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero non richiedibili singolarmente.

Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Anticorpi Anti-TIF1g
		Anticorpi Anti-MDA5
		Anticorpi Anti-NXP2
		Anticorpi Anti-SAE1
		Anticorpi Anti-Ku
		Anticorpi Anti-PM-Scl100
		Anticorpi Anti-PM-Scl75
		Anticorpi Anti-Jo1
		Anticorpi Anti-SRP
		Anticorpi Anti-PL-7

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA		
PROFILI		
Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Anticorpi Anti-PL-12
		Anticorpi Anti-EJ
		Anticorpi Anti-OJ
Pannello Sclerodermie	391	Anticorpi Anti-Scl-70
		Anticorpi Anti-CENP-A
		Anticorpi Anti-CENP-B
		Anticorpi Anti-RP11
		Anticorpi Anti-RP155
		Anticorpi Anti-Fibrillarina
		Anticorpi Anti-NOR90

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Anticorpi Anti-Th/To
		Anticorpi Anti-PM-Scl100
		Anticorpi Anti-PM-Scl75
		Anticorpi Anti-Ku
		Anticorpi Anti-PDGFR
Sodio (infusione ipertonica)	576	Sodio: -30'
		Sodio: basale
		Sodio: +-30''
		Sodio: +-60''
		Sodio: +-90'
		Sodio: +-120'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Sodio: +150'
		Sodio: +180'
Profilo Preeclamsia	11016	S-Tirosinchinasi 1 fms-simile solubile (sFlt-1)
		S-Fattore di Crescita placentare (PIGF)
		Rapporto sFlt-1/PIGF
Proteina di BenceJones(quantificazione)	511	Proteina di Bence Jones
		U-Proteine
		U-Elettroforesi delle proteine
Rapporto Lattato/Piruvato	1446	P-Lattato
		Sg-Piruvato

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Rapporto Lattato/Piruvato
Rosolia Ab	6731	Rosolia IgG
		Rosolia IgM
Soppressione Aldosterone	32301	Renina 0'
		Renina 30'
		Renina 60'
		Renina 90'
		Renina 120'
		Renina 15'0'
		Renina 180'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Renina 240'
		Aldosterone 0'
		Aldosterone 30'
		Aldosterone 60'
		Aldosterone 90'
		Aldosterone 120'
		Aldosterone 150'
		Aldosterone 180'
		Aldosterone 240'
Spermiogramma	1909	Analisi Macroscopica

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Analisi Microscopica
		Motilità
		Morfologia
		Valutazione della componente cellulare non nemaspermica
Stimolo con ACTH*	37002	Ormone Adrenocorticotropo (ACTH) 0'
		Deidroepiandrosterone Solfato (DHEA-S) 0'
		Deidroepiandrosterone Solfato (DHEA-S) 60'
		17-OH-Progesterone 0'
		17-OH-Progesterone 60'
		Androstenedione 0'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Androstenedione 60'
		S-Cortisolo 0'
		S-Cortisolo30'
		S-Cortisolo 60'
		Testosterone totale0'
Stimolo con ARGININA	30809	Ormone della crescita (hGH) -20'
		Ormone della crescita (hGH) 0'
		Ormone della crescita (hGH) 15'
		Ormone della crescita (hGH) 30'
		Ormone della crescita (hGH) 45'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Ormone della crescita (hGH) 60'
		Ormone della crescita (hGH) 75'
		Ormone della crescita (hGH) 90'
		Ormone della crescita (hGH) 120'
Stimolo con CLONIDINA	30807	Ormone della crescita (hGH) -20'
		Ormone della crescita (hGH) 0'
		Ormone della crescita (hGH) 30'
		Ormone della crescita (hGH) 60'
		Ormone della crescita (hGH) 90'
		Ormone della crescita (hGH) 120'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
Stimolo con DESAMETASONE	30808	Ormone della crescita (hGH) -20'
		Ormone della crescita (hGH) 0'
		Ormone della crescita (hGH) 120'
		Ormone della crescita (hGH) 150'
		Ormone della crescita (hGH) 180'
		Ormone della crescita (hGH) 210'
		Ormone della crescita (hGH) 240'
Stimolo con hGHRH e ARGININA	30801	Ormone della crescita (hGH) -20'
		Ormone della crescita (hGH) 0'
		Ormone della crescita (hGH) 15'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Ormone della crescita (hGH) 30'
		Ormone della crescita (hGH) 45'
		Ormone della crescita (hGH) 60'
		Ormone della crescita (hGH) 75'
		Ormone della crescita (hGH) 90'
		Ormone della crescita (hGH) 120'
		Fattore di Crescita Insulino-Simile1 (IGF1) 0'
Stimolo del hGH	30812	Ormone della crescita (hGH) -20'
		Ormone della crescita (hGH) 0'
		Ormone della crescita (hGH) 30'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA

PROFILI

Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero non richiedibili singolarmente.

Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Ormone della crescita (hGH) 60'
		Ormone della crescita (hGH) 90'
		Ormone della crescita (hGH) 120'
		Ormone della crescita (hGH) 180'
		Cortisolo serico -20'
		Cortisolo serico 0'
		Cortisolo serico 30'
		Cortisolo serico 60'
		Cortisolo serico 90'
		Cortisolo serico 120'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Cortisolo serico 180'
		Insulina -20'
		Insulina 0'
		Insulina 30'
		Insulina 60'
		Insulina 90'
		Insulina 120'
		Insulina 180'
		Fattore di Crescita Insulino-Simile1 (IGF1) 0'
Stimolo con LHRH)	31302	Ormone Follicolo Stimolante (FSH) 0'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Ormone Follicolo Stimolante (FSH) 30'
		Ormone Follicolo Stimolante (FSH) 60'
		Ormone Follicolo Stimolante (FSH) 120'
		Ormone Luteinizzante (LH) 0'
		Ormone Luteinizzante (LH) 30'
		Ormone Luteinizzante (LH) 60'
		Ormone Luteinizzante (LH) 120'
		Prolattina 0'
		Prolattina 30'
TAO Tempo di Protrombina (PT)	2390	Tempo di Protrombina (PT)

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA

PROFILI

Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero non richiedibili singolarmente.

Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
Test di Stimolo con TRH	31712	Triiodotironina Libera (fT3) Basale
		Triiodotironina Libera (fT3)+120'
		Triiodotironina Libera (fT3)+180'
		Tiroxina Libera (fT4) Basale
		Tiroxina Libera (fT4) +120'
		Tiroxina Libera (fT4) +180'
		Ormone Tireostimolante (TSH) -30'
		Ormone Tireostimolante (TSH) Basale
		Ormone Tireostimolante (TSH) +20'
		Ormone Tireostimolante (TSH)+40'
		Ormone Tireostimolante (TSH)+60'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Ormone Tireostimolante (TSH)+90'
		Ormone Tireostimolante (TSH)+120'
		Ormone Tireostimolante (TSH)+180'
Test di tolleranza all'insulina (ITT)	P30806	Ormone della crescita (hGH) -20'
		Ormone della crescita (hGH) 0'
		Ormone della crescita (hGH) 15'
		Ormone della crescita (hGH) 30'
		Ormone della crescita (hGH) 45'
		Ormone della crescita (hGH) 60'
		Cortisolo serico -20'
		Cortisolo serico 0'

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SC PATOLOGIA CLINICA PROFILI Elenco esami richiedibili solo da profilo, ovvero <u>non richiedibili singolarmente</u> .		
Nome Profilo	Codice ProfiloDNTerritorio	Determinazione eseguita
		Cortisolo serico 15'
		Cortisolo serico 30'
		Cortisolo serico 45'
		Cortisolo serico 60'
Celiachia Diagnosi Reflex Inclusi: Anticorpi Anti Transglutaminasi (ATTG) IgAe IgA Totali, eventuali Anticorpi Anti Endomisio (EMA) ed eventuali Anticorpi Anti Gliadina Deamidata (DGP-AGA) IgG	1302	REFLEX Celiachia
		IgA reflex
Toxoplasma Ab	699	Toxoplasma Ab IgG
		Toxoplasma Ab IgM

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

ATTENZIONE!

**Applicare le etichette in verticale
posizionandole appena sotto il tappo**



Provetta da 1,8mL con tappo AZZURRO trasparentee anticoagulante Sodio Citrato(ref. 363047) cod. Silor1208228657	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Alfa 2 Antiplasmina	BCS
D-Dimero	CORELAB/FBF
Fibrinogeno Clauss/Funzionale	CORELAB/FBF
Funzionalità piastrinica(PFA 100)	BCS
Tempo di Protrombina (PT)	CORELAB/FBF
Tempo di Tromboplastina Parziale attivata (aPTT)	CORELAB/FBF
Test di correzione dell'aPTT (miscela)*	BCS
Test di correzione del PT (miscela)*	BCS

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Teraputico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 2,7mL con tappo AZZURRO e anticoagulante Sodio Citrato(ref. 363048) cod. Silor18312	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
ADAMTS 13 (proteasi del vWF)	BCS
Anticorpi anti-beta2 glicoproteina I	BCS
Anticorpi anti-cardiolipina	BCS
Anticorpi anti Fattore VIII	BCS
Antitrombina	BCS
Conteggio piastrine (Campione in Sodio Citrato)	CORELAB/FBF
Fattore di von Willebrand - concentrazione	BCS
Fattore von Willebrand - funzionale	BCS
Fattore II	BCS
Fattore V	BCS
Fattore VII	BCS
Fattore VIII	BCS
Fattore IX	BCS
Fattore X	BCS
Fattore XI	BCS
Fattore XII	BCS
Fattore XIII	BCS

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 2,7mL con tappo AZZURRO e anticoagulante Sodio Citrato(ref. 363048) cod. Silor18312	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Inibitore C1 esterasi - funzionale	BCS
Plasminogeno	BCS
Proteina C	BCS
Proteina S libera	BCS
Resistenza proteina C attivata	BCS
Tempo di Trombina	BCS
Lupus anticoagulante	BCS

Provetta da 2 mL con tappo BIANCO-ROSSO e EDTA-K3 e Aprotininacod. Silor 1208222194	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
P-Omocisteina	CORELAB

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 2 mL con tappo BLU scuroe K2EDTA (ref. 368843) cod. Silor1208228660	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
1,25-OH Vitamina D	CORELAB
Aldosterone (clinostatismo)	CORELAB
Aldosterone (ortostatismo)	CORELAB
Renina (clinostatismo)	CORELAB
Renina (ortostatismo)	CORELAB
Sg-Velocità di eritrosedimentazione (VES)	FBF

Provetta da 3,5 mL con tappo BLU elettricoe gel acrilico (ref. 368966) cod. Silor13843	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
25-Idrossi Vitamina D	CORELAB
Alanina aminotransferasi (ALT)	CORELAB/FBF
Albumina	CORELAB/FBF
Amilasi pancreatica	CORELAB/FBF
Aspartato aminotransferasi (AST)	CORELAB/FBF
Bilirubina (Reflex)	CORELAB/FBF

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 3,5 mL con tappo BLU elettrico e gel acrilico (ref. 368966) cod. Silor13843	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
Calcio totale	CORELAB/FBF
Cloruro	CORELAB/FBF
Colesterolo HDL	CORELAB/FBF
Colesterolo LDL	CORELAB/FBF
Colesterolo Totale	CORELAB/FBF
Colinesterasi (CHE)	CORELAB/FBF
Creatinina	CORELAB/FBF
Creatininchinasi (CK)	CORELAB/FBF
Digossina	CORELAB/FBF
Diossido di carbonio (CO2) totale	CORELAB/FBF
Ferritina	CORELAB/FBF
Ferro	CORELAB/FBF
Fosfatasi alcalina (ALP)	CORELAB/FBF
Fosfatasi Alcalina Isoenzima Osseo	BCS
Fosfato inorganico	CORELAB/FBF
Fosfato inorganico (curva da carico con peptoni)	CORELAB
Fruttosamina	CORELAB

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 3,5 mL con tappo BLU elettrico e gel acrilico (ref. 368966) cod. Silor13843	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
Gamma GlutamilTranspeptidasi (GGT)	CORELAB/FBF
Gonadotropina Corionica (HCG) totale	CORELAB/FBF
Lattato Deidrogenasi (LDH)	CORELAB/FBF
Lipasi pancreatica	CORELAB/FBF
Macroamilasi (ricerca)	CORELAB
MacroAST (ricerca)	CORELAB
Magnesio	CORELAB/FBF
Ormone tireostimolante (TSH)	CORELAB/FBF
Ormone tireostimolante (TSH) REFLEX	CORELAB/FBF
Pannello Miositi	AUTOIMMUNITA'
Pannello Sclerodermie	AUTOIMMUNITA'
Potassio	CORELAB/FBF
Proteina C reattiva (PCR)	CORELAB/FBF
Sodio	CORELAB/FBF
Stima della Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFR)	CORELAB/FBF
Stima della Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFR-cys)	CORELAB/FBF
Tiroxina libera (fT4)	CORELAB/FBF

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE


CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 3,5 mL con tappo BLU elettrico e gel acrilico (ref. 368966) cod. Silor13843	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Toxoplasma gondii Ab	CORELAB
Transferrina	CORELAB/FBF
Treponema pallidum Ab	CORELAB/FBF
Trigliceridi	CORELAB/FBF
Triiodotironina libera (fT3)	CORELAB/FBF
Urato	CORELAB/FBF
Urea	CORELAB/FBF
Virus Citomegalovirus (CMV) Ab	CORELAB
Virus Epatite A Ab	CORELAB/FBF
Virus Epatite B Ab	CORELAB/FBF
Virus Epatite B Ag	CORELAB/FBF
Virus Epatite C Ab	CORELAB/FBF
Virus Herpes Simplex (HSV 1 – 2) Ab	CORELAB
Virus Immunodeficienza Acquisita (HIV 1/2 Ag – Ab)	CORELAB/FBF
Virus Rosolia Ab	CORELAB

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE


CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 3,5 mL con tappo GIALLO e gel acrilico (ref. 367957) cod. Silor06274	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
17-OH-Progesterone (a orario)	BCS
17-OH-Progesterone	BCS
17βEstradiolo	BCS
Alfa-fetoproteina (AFP)	BCS
Androstenedione (a orario)	BCS
Androstenedione	BCS
Anticorpi Anti-Antigeni Nucleari Estraibili (ENA)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-CCP)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-CENP-B (Centromero)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Gliadina (AGA)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Glutammico Decarbossilasi (GAD)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-IA2	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Insulina	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Jo-1	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-La (SS-B)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Mieloperossidasi (MPO)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-PCNA	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Proteinasi 3 (PR3)	AUTOIMMUNITÀ

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE


CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 3,5 mL con tappo GIALLO e gel acrilico (ref. 367957) cod. Silor06274	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
Anticorpi Anti-Recettori TSH	BCS
Anticorpi Anti-Ro (SS-A)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Saccharomyces Cerevisiae (ASCA)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Scl-70	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Sm	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Tireoglobulina	BCS
Anticorpi Anti-Tireoperossidasi tiroidea (Ab TPO) (Antimicrosomi Tiroide)	BCS
Anticorpi Anti-Transglutaminasi (TTG)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-U1RNP	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-ZnT8	AUTOIMMUNITÀ
Antigene carcinoembrionale (CEA)	BCS
Antigene prostata specifico (PSA) totale	BCS
CA 125	BCS
CA 15.3	BCS
CA 19.9	BCS
Calcitonina	BCS
Cortisolo	BCS
Cromogranina A	BCS

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE


CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 3,5 mL con tappo GIALLO e gel acrilico (ref. 367957) cod. Silor06274	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
CYFRA 21-1	BCS
Deidroepiandrosterone Solfato (DHEA-S)	BCS
Duo Test	BCS
Enolasi neurone specifica (NSE))	BCS
Fattore di Crescita Insulino-Simile1 (IGF1)]	BCS
Fattore di crescita placentare (PIGF)	BCS
Folato	BCS
Follitropina(FSH))	BCS
Gastrina	BCS
Gonadotropina corionica (intatta + subunità β))	BCS
Insulina	BCS
Macroprolattina (ricerca)	BCS
Ormone Anti-mulleriano	BCS
Ormone della Crescita (hGH)	BCS
Ormone luteinizzante (LH)	BCS
Osteocalcina (BGP)	BCS
Paratormone (PTH)	BCS

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 3,5 mL con tappo GIALLO e gel acrilico (ref. 367957) cod. Silor06274	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
Pepsinogeno I	BCS
Peptide C	BCS
Progesterone	BCS
Prolattina	BCS
Propeptide N-terminale procollagene 1 (P1NP)	BCS
Proteina 4 dell'epididimo umano (HE4)	BCS
Proteina 3 Legante il Fattore di Crescita Insulino-Simile (IGFBP-3)	BCS
Rapporto sFIT-1/PIGF	BCS
Telo peptide C-Terminale β collagene 1 (β -CTX)	BCS
Testosterone totale	BCS
Testosterone libero	BCS
Tireoglobulina	BCS
Vitamina B12	BCS

Provetta da 5 mL con tappo GIALLO e gel acrilico (ref. 367955) cod. Silor13844	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 5 mL con tappo GIALLO e gel acrilico (ref. 367955) cod. Silor13844	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
IgE Specifiche Allergologiche	BCS
Allergeni	BCS
IgE Totali	BCS
Triptasi	BCS

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 4 mL con tappo LILLA e anticoagulante K2EDTA (ref. 368861) cod. Silor13846	
Esami	Sigla lab.(2)
Adalimumab	TDM
Anticorpi Anti-Adalimumab	TDM
Anticorpi Anti-Infliximab	TDM
Ampicillina	TDM
Aripiprazolo e Deidroaripirazolo	TDM
Caspofungina	TDM
Cefepime	TDM
Ceftazidime	TDM
Citalopram	TDM
Clomipramina e Norclomipramina	TDM
Clozapina	TDM
Dalbavancina	TDM
Daptomicina	TDM
Darunavir	TDM
Dolutegravir	TDM
Duloxetina	TDM
Emoglobina glicata (HbA1c)	CORELAB
Escitalopram	TDM

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Etosuccimide	TDM
Felbamato	TDM
Fluoxetina	TDM
Fluvoxamina	TDM
Fosfomicina	TDM
Haloperidolo	TDM
Infliximab	TDM
Isavuconazolo	TDM
Itraconazolo	TDM
Lamotrigina	TDM
Levetiracetam	TDM
Levofloxacina	TDM
Linezolid	TDM
Meropenem	TDM
Mirtazapina	TDM
Mutazione JAK2 esone 14 (c. 1849 G>T; p.V617F)	BCS
Olanzapina	TDM
OxCarbazepina	TDM
Paliperidone	TDM
Paroxetina	TDM
Piperacillina	TDM
Posaconazolo	TDM

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Quetiapina e Norquetiapina	TDM
Raltegravir	TDM
Rifampicina	TDM
Rilpivirina	TDM
Risperidone	TDM
Rituximab	TDM
Anticorpi Anti-Rituximab	TDM
Rufinamide	TDM
Sertralina	TDM
Tazobactam	TDM
Teicoplanina	TDM
Topiramato	TDM
Ustekinumab	TDM
Anticorpi Anti-Ustekinumab	TDM
Vedolizumab	TDM
Anticorpi Anti-Vedolizumab	TDM
Venlafaxina	TDM
Voriconazolo	TDM
Zonisamide	TDM

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 6 mL con tappo LILLA e anticoagulante K2EDTA (ref. 367864) cod. Silor10242	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Catecolamine plasmatiche in ortostatismo	BCS
Catecolamine plasmatiche in clinostatismo	BCS
Provetta da 4 mL con tappo ROSSO senza additivo (ref. 369032) cod. Silor13341	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Frammento N-terminale del peptide natriuretico di tipo B (NT- proBNP)	CORELAB/FBF
Troponina cardiaca T (TnT)	CORELAB/FBF
Provetta da 4 mL con tappo ROSA e silice micronizzata (ref. 368813) cod. Silor14914	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Acido valproico	TDM
Amikacina	TDM
Carbamazepina	TDM
Fenitoina	TDM

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Teraputico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Fenobarbitale	TDM
Gentamicina	TDM
Lacosamide	TDM
Litio	TDM
Primidone e Fenobarbitale	TDM
Vancomicina	TDM

Provetta da 3,5 mL con tappo RUGGINEe gel acrilico (ref. 368965) cod. Silor13842	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Acidi biliari	BCS
Alfa-1-antitripsina	BCS
Anticorpi Anti-Nucleo (ANA)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Cellule Parietali Gastriche (APCA)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-DNA Nativo	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Microsomi Epatici Renali (LKMA)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Mitocondrio (AMA)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Muscolo Liscio (ASMA)	AUTOIMMUNITÀ
Apolipoproteina A-I (Apo A-I)	BCS
Apolipoproteina B (Apo B)	BCS
Aptoglobina	BCS

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI


Provetta da 3,5 mL con tappo RUGGINEE gel acrilico (ref. 368965) cod. Silor13842	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
β2-Microglobulina	BCS
Catene leggere libere	BCS
Ceruloplasmina	BCS
Cistatina C	BCS
Complemento (frazione C1q)	BCS
Complemento (frazione C3)	BCS
Complemento (frazione C4)	BCS
Crioglobuline (Ricerca)	BCS
Crioglobuline (Tipizzazione)	BCS
Enzima Conversione Angiotensina (ACE)	BCS
Elettroforesi delle proteine	BCS
Fattore reumatoide	BCS
Immunoglobulina A (IgA)	BCS
Immunoglobulina G (IgG)	BCS
Immunoglobulina G sottoclasse 4(IgG)	BCS
Immunoglobulina M (IgM)	BCS
Inibitore C1 esterasi-concentrazione)	BCS
Lipoproteina(a)	BCS

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 3,5 mL con tappo RUGGINEe gel acrilico (ref. 368965) cod. Silor13842	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Proteine totali	BCS
Rame	BCS
Siero Amiloide A	BCS
Tipizzazione componente monoclonale	BCS
Transferrina carboidrato carente (CDT)	BCS
Transtiretina (Prealbumina)	BCS

Provetta da 5 mL con tappo RUGGINE e gel acrilico (ref. 368968) cod. Silor06554	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Anticorpi Anti-Endomisio (EMA)	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-LC1	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-Protrombina	AUTOIMMUNITÀ
Anticorpi Anti-SLA	AUTOIMMUNITÀ

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 2 mL con tappo LILLA trasparente e anticoagulante K2EDTA (ref. 368841) cod. Silor1208228659	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi (G6PD)	BCS
Ormone adrenocorticotropo (ACTH))*	BCS

Provetta da 3 mL con tappo LILLA trasparente e anticoagulante K2EDTA (ref. 368856)cod. Silor1208228653	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Ammonio	CORELAB/FBF/BUZZI/POMM
Ciclosporina	TDM
Eritrociti ipocromici	CORELAB/FBF
Esame emocromocitometrico con formula differenziale	CORELAB/FBF
Everolimus	TDM
Hb-A2, F, E, D, S, C, Altre	BCS
Liquido di dialisi esame chimico fisico e microscopico	CORELAB/FBF
Liquido sinoviale (conta cellule)	CORELAB
Reticolociti (Conteggio) [(Sg)]	CORELAB/FBF
Sirolimus	TDM
Tacrolimus	TDM

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 3 mL con tappo LILLA trasparente e anticoagulante K2EDTA (ref. 368856)cod. Silor1208228653	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Velocità di sedimentazione (VES)	CORELAB

Provetta da 6mL con tappo LILLA e anticoagulante K2EDTA (ref. 367864) cod. Silor10242	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Trascritto di fusione <i>BCR::ABL1</i> t(9;22)	BCS

Provetta da 2 mL con tappo GRIGIO-BIANCO FC MIX (ref. 454511) cod. Silor 1208222193	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Curva da carico di glucosio	BUZZI/CORELAB/FBF/POMM
Curva da carico di glucosio (in gravidanza)	BUZZI/CORELAB/FBF/POMM
Glucosio (a digiuno)	CORELAB/FBF/BUZZI/POMM
Glucosio a digiuno (su liquido sinoviale)	CORELAB

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Provetta da 2 mL con tappo GRIGIO (ref. 368920) cod. Silor1208228661	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
Lattato	CORELAB
Piruvato	BCS

Provetta da 10 mL tappo MIMETICO per Biopsia liquida CELL-FREE DNA BCT anticoagulante EDTA-K3 e conservante	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
MUTAZIONE BRAF	BCS
MUTAZIONE EGFR (esoni 18-21)	BCS
MUTAZIONE EGFR (esoni 18-21, compresa C797S)	BCS
MUTAZIONE KRAS	BCS
MUTAZIONE KRAS e NRAS	BCS

Provetta da 6 mL con tappo VERDE e anticoagulante litio eparina (ref. 368886) cod. Silor07540	
Esami	Sigla lab. ⁽²⁾
Osmolalità	BCS
Osmolalità (infusione ipertonica)	BCS
Sodio (infusione ipertonica)	CORELAB

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

SIRINGA EPARINATA STANTUFFO NERO o TAPPO ARANCIONE	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
50% saturazione Hb pO2 (p50)	CORELAB/FBF
Calcio libero	CORELAB/FBF/BUZZI/POMM
Calcio libero (curva da carico con calcio gluconato)	CORELAB
Calcio libero (curva da carico con peptoni)	CORELAB
Emogasanalisi su sangue venoso	CORELAB/FBF/BUZZI/POMM

SIRINGA EPARINATA STANTUFFO AZZURRO o TAPPO VERDE	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Emogasanalisi su sangue arterioso	CORELAB/FBF/BUZZI/POMM

Tappo a vite URINE MONOVETTE 8 mL	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Esame chimico fisico urine	CORELAB/FBF

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Tappo a vite BIANCO 10 mL fondo TONDO cod. Silor (provveditorato) 2828	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Albumina (minzione del mattino)	CORELAB/FBF
Alfa-1-microglobulina (campione estemporaneo)	BCS
Amilasi pancreatica (su liquido ascitico)	CORELAB/FBF
Esame microscopico del sedimento urinario	CORELAB-BCS/FBF
Proteina di Bence Jones (qualitativa)	BCS
Proteina di Bence Jones (quantativa)	BCS

Tappo a vite BLU 15 mL fondo TONDO cod. Silor (provveditorato) 2846	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Calcolo urinario	BCS
Osmolalita (su urina)'	BCS
Test di gravidanza	CORELAB/FBF


Tappo a vite ROSSO 10 mL Fondo TONDO (STERILE) cod. Silor (provveditorato) 2849	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Teraputico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Tappo a vite ROSSO 10 mL Fondo TONDO (STERILE) cod. Silor (provveditorato) 2849	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Alfa-1-microglobulina (24H)	BCS
Antigene carcinoembrionale (CEA) (Liquido intracistico)	BCS
Glucosio (su Liquido Sinoviale)	CORELAB

Tappo a vite VERDE-10 mL Fondo TONDO cod. Silor (provveditorato) 2828, tappo a vite verde cod.Silor (provv) 3554	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Acido 5-OH-indolacetico	BCS
Albumina (campione 24H)	CORELAB/FBF
Aldosterone urinario	BCS
Calcio totale urinario	CORELAB/FBF
Catecolamine urinarie	BCS
Catecolamine urinarie	BCS
Catecolamine urinarie	BCS
Clearance della creatinina	CORELAB/FBF
Cloruro urinario	CORELAB/FBF
Cortisolo urinario	BCS

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

Tappo a vite VERDE-10 mL Fondo TONDO cod. Silor (provveditorato) 2828, tappo a vite verde cod.Silor (provv) 3554	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Creatinina urinaria	CORELAB/FBF
Elettroforesi delle proteineurinarie	BCS
Fosfato Inorganico urinario	CORELAB/FBF
Glucosio urinario	CORELAB/FBF
Magnesio urinario	CORELAB/FBF
Potassio urinario	CORELAB/FBF
Proteine totali urinarie	CORELAB/FBF
Rapporto Proteine/Creatinina nelle urine	CORELAB/FBF
Sodio urinario	CORELAB/FBF
Urat urinario	CORELAB/FBF
Urea urinaria	CORELAB/FBF

CONTENITORE MATERIALE FECALE cod. Silor (provveditorato) 977	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Calprotectina	BCS
Elastasi-1	BCS

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

FOB Gold tubecod. Silor 10540	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
F-Emoglobina	BCS
F-Emoglobina (1° campione)	BCS
F-Emoglobina (2° campione)	BCS
F-Emoglobina (3° campione)	BCS

FLACONE STERILEcod.Silor (provveditorato) 996	
Esami	Sigla lab.⁽²⁾
Anticorpi Anti Spermatozoi (Ricerca ed Eventuale Titolazione)	PMA
Liquido Seminale [Spermiogramma] Esame Macroscopico e Microscopico	PMA
Selezione Nemaspermica per Migrazione o su Gradiente	PMA
Test della frammentazione del DNA nemaspermico (SCD)	PMA
Test di vitalità (colorazione eosina)	PMA

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

ELENCO ESAMI PER CONTENITORE

CAMPIONI EMATICI E BIOLOGICI

(2) AUTOIMMUNITÀ: Patologia Clinica, Settore Autoimmunità. BCS: Patologia Clinica, Settore Biochimica Clinica Specialistica. BUZZI: Patologia Clinica, Presidio Buzzi. CORELAB: Patologia Clinica, Presidio Sacco. FBF: Patologia Clinica, Presidio Fatebenefratelli. POMM: Patologia Clinica, Presidio POMM. PMA: Patologia Clinica, Settore Procreazione Medicalmente Assistita, Presidi Sacco e POMM. TDM: Patologia Clinica, Settore Monitoraggio Terapeutico Farmaci

Allegato 1.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

Dipartimento: Medicina di Laboratorio
Struttura Complessa: Patologia Clinica
Direttore: Prof. Alberto Dolci

Allegato 1.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE PER L'ESAME "FECI SANGUE OCCULTO" (F-EMOGLOBINA)

Utilizzare esclusivamente il dispositivo di raccolta e trasporto del campione sotto indicato (vedere immagine) che viene distribuito, per l'utenza esterna, presso i punti prelievo.



RACCOMANDAZIONI:

- Non rimuovere mai il tappo bianco dal contenitore (le feci devono essere introdotte solamente dal lato verde);
- Non utilizzare il contenitore se il tappo bianco è aperto;
- Non effettuare la raccolta delle feci in caso di diarrea, durante le mestruazioni, in caso di sanguinamento dal retto (ad es. emorroidi o altre cause) o se contaminate dall'urina;
- Il contenitore con il campione di feci deve essere conservato a domicilio in frigorifero e al buio e riconsegnato al punto prelievi al massimo a 5 giorni dalla raccolta.

PROCEDURA DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:




1
Porre della carta igienica all'interno del sanitario.



2
Raccogliere le feci in corrispondenza della carta igienica, evitando di toccare l'acqua o le urine. È più facile se ci si siede al contrario.



3
Svitare il tappo verde con l'asta di prelievo, mantenendoli tubo in verticale. Non agitare il tubo capovolto.



4
Inserire l'asta nelle feci in 4 punti diversi e strisciare a croce sulla superficie. Ricoprire di feci solo le scanalature dell'asta. Non raccogliere feci in eccesso.



5
Reinserire il tappo verde e avvitare a fondo. Non riaprire.



6
Restituire il dispositivo di raccolta per l'analisi

Allegato 2.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

Dipartimento: Medicina di Laboratorio
Struttura Complessa: Patologia Clinica
Direttore: Prof. Alberto Dolci

Allegato 2.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE PER L'ESAME "URINE CHIMICO-FISICO e MORFOLOGICO"


Utilizzare esclusivamente il dispositivo di raccolta e trasporto del campione sotto indicato (vedere immagine) che viene distribuito, per l'utenza esterna, presso i punti prelievo.



Il campione di scelta è il campione fresco di urina derivato dal getto intermedio (scartare il primo e l'ultimo getto della minzione), possibilmente della prima minzione del mattino.

Prima della raccolta lavare bene le mani e i genitali esterni con acqua e sapone (non usare disinfettanti); risciacquare e asciugare molto bene.

Non effettuare la raccolta delle urine durante le mestruazioni.



PROCEDURA DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:

1. Rimuovere il tappino dal dispositivo e collegare il beccuccio di aspirazione.
2. a) Facendo trazione sullo stantuffo, aspirare l'urina, raccolta in precedenza in un contenitore a bocca larga (es. bicchiere di plastica), fino ad arrivare alla linea gialla.
b) Rimuovere il dispositivo dal bicchiere e tirare lo stantuffo fino ad arrivare al termine della corsa.
3. Rimuovere il beccuccio di aspirazione dal dispositivo.
4. Chiudere bene il dispositivo con il tappino e quindi rimuovere lo stantuffo, spezzandolo alla base. Gettare lo stantuffo ed il beccuccio di aspirazione nei rifiuti.
5. Agitare il campione almeno 5 volte, quindi consegnare appena possibile al punto prelievi.

Allegato 3.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

Dipartimento: Medicina di Laboratorio
Struttura Complessa: Patologia Clinica
Direttore: Prof. Alberto Dolci

Allegato 3.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE PER L'ESAME "PROTEINURIA DI BENCE-JONES"

- **Indicazioni per la raccolta del campione di urina per ricerca della Proteina di Bence Jones (Bence Jones qualitativa):**

il campione di scelta è il **campione fresco di urina derivato dalla seconda minzione del mattino** raccolto dal paziente in un contenitore a bocca larga (es. bicchiere di plastica). L'urina va poi travasata nell'apposita provetta con tappo a vite bianco fondo tondo da 10 mL, fornita dall'ambulatorio prelievi.

Il volume richiesto per la determinazione è di almeno 5 mL.

- **Indicazioni per la raccolta del campione di urina per quantificazione della Proteina di Bence Jones (Bence Jones quantitativa):**

il campione di scelta è il **campione temporizzato raccolto nelle 24 ore**.

L'urina va raccolta in un contenitore graduato idoneo alla raccolta 24 ore. Al risveglio, scartare le urine emesse con la prima minzione (non servono alla raccolta) e da questo momento in poi raccogliere tutte le urine emesse nell'arco di 24 ore (quindi dell'intera giornata e quelle eventuali della notte) compresa la prima urina emessa il mattino seguente a quello di inizio raccolta.

Durante il periodo di raccolta il contenitore deve essere mantenuto chiuso e in luogo fresco (non in frigorifero).

Terminata la raccolta, travasare 10 mL di urina in ognuna di due provette fornite dall'ambulatorio prelievi, una con tappo a vite bianco a fondo tondo da 10 mL e una con tappo a vite verde a fondo tondo da 10 mL.

Il volume richiesto è di almeno 5 mL per provetta.

Informazione indispensabile: riportare obbligatoriamente la quantità di urine delle 24 ore, espressa in millilitri, in fase di accettazione della richiesta.

- **Indicazioni per la conservazione dei campioni di urine:** i campioni devono essere conservati a temperatura ambiente e non devono essere congelati.

Allegato 4.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

Dipartimento: Medicina di Laboratorio
Struttura Complessa: Patologia Clinica
Direttore: Prof. Alberto Dolci

Allegato 4.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE PER L'ESAME "ALBUMINA URINARIA" (MICROALBUMINURIA)

- **Preparazione del paziente**

Si raccomanda di:

- non svolgere attività fisica intensa nei 2-3 giorni antecedenti la raccolta;
- non eseguire l'esame in corso di infezioni acute e/o stati flogistici.

- **Indicazioni per la raccolta di urina per dosaggio dell'analita su campione estemporaneo (U-Albumina, minzione del mattino):**

il campione di scelta è il **campione fresco di urina derivato dalla prima minzione del mattino**, raccolto dal paziente in un contenitore a bocca larga (es. bicchiere di plastica). L'urina va poi travasata nell'apposita provetta con tappo a vite bianco fondo tondo da 10 mL, fornita dall'ambulatorio prelievi.

Il volume richiesto per la determinazione è di almeno 5 mL.

Nota: La variabilità fisiologica dell'albumina urinaria nell'individuo richiede, al fine di una migliore stima del reale valore biologico dell'analita nel singolo paziente, la raccolta di 2 (o meglio 3) campioni estemporanei di urina, a distanza di almeno un giorno uno dall'altro, su cui ripetere l'esame.

- **Indicazioni per la raccolta di urina per dosaggio dell'analita nelle 24 ore (U-Albumina, campione 24h):**

il campione di scelta è il **campione temporizzato raccolto nelle 24 ore**.

L'urina va raccolta in un contenitore graduato idoneo alla raccolta 24 ore. Al risveglio, scartare le urine emesse con la prima minzione (non servono alla raccolta) e da questo momento in poi raccogliere tutte le urine emesse nell'arco di 24 ore (quindi dell'intera giornata e quelle eventuali della notte) compresa la prima urina emessa il mattino seguente a quello di inizio raccolta. Durante il periodo di raccolta il contenitore deve essere mantenuto chiuso e in luogo fresco (non in frigorifero).

Terminata la raccolta, travasare 10 mL di urina nell'apposita provetta con tappo a vite verde fondo tondo da 10 mL, fornita dall'ambulatorio prelievi.

Il volume richiesto è di almeno 5 mL per provetta.

Informazione indispensabile: riportare obbligatoriamente la quantità di urine delle 24 ore, espressa in millilitri, in fase di accettazione della richiesta.

- **Indicazioni per la conservazione dei campioni di urine:** i campioni devono essere conservati a temperatura ambiente e non devono essere congelati.

Allegato 5.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

Dipartimento: Medicina di Laboratorio
Struttura Complessa: Patologia Clinica
Direttore: Prof. Alberto Dolci

Allegato 5.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE PER GLI ESAMI ORMONALI

- **Indicazioni per la raccolta del campione per il dosaggio dell'ormone PROLATTINA:**

Il prelievo dovrebbe essere eseguito evitando lo stress da venopuntura, in quanto può aumentare la secrezione dell'ormone dando valori falsamente elevati.

Si consiglia quindi di eseguire il prelievo dopo l'inserimento di un ago butterfly nella vena del paziente, mantenuta pervia tramite infusione di soluzione fisiologica.

- **Indicazioni per la raccolta del campione per il dosaggio degli ormoni RENINA ed ALDOSTERONE:**

Gli ormoni Renina e Aldosterone aumentano, in condizioni normali, passando dalla posizione supina (clinostatismo) a quella eretta (ortostatismo).

Per una migliore valutazione clinica della variazione di questi ormoni al cambio di postura, si consiglia di effettuare due prelievi:

- In ortostatismo: dopo aver fatto deambulare il paziente per almeno 30 minuti
- In clinostatismo: dopo aver tenuto il paziente sdraiato per almeno 2 ore

Qualora venisse eseguito un solo prelievo, è necessario indicare la posizione in cui il paziente è stato prelevato.

Il prelievo per il dosaggio della Renina deve essere conservato a temperatura ambiente fino al congelamento, non deve essere messo in frigorifero o in ghiaccio, perché la temperatura vicina ai 4°C provoca la conversione della pro-Renina a Renina causando una sovrastima dei valori di Renina dosati.



Allegato 6.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE PER GLI ESAMI "CATECOLAMINE PLASMATICHE, URINARIE e ACIDO 5-Ildrossi-Indolacetico"

• **Indicazioni per il dosaggio delle CATECOLAMINE PLASMATICHE:**

Le Catecolamine plasmatiche potranno essere accettate come "catecolamine plasmatiche in clinostatismo" o "catecolamine plasmatiche in ortostatismo", in base a ciò che è scritto sull'impegnativa. Qualora nell'impegnativa non fosse specificata la postura (clinostatismo o ortostatismo), si procederà con l'eseguire il prelievo in clinostatismo. I valori di catecolamine plasmatiche aumentano in condizioni normali passando dalla posizione supina (clinostatismo) alla posizione eretta (ortostatismo). Di seguito si specifica come eseguire il prelievo nelle due condizioni:

- In clinostatismo: il prelievo dovrà essere eseguito evitando condizioni stressanti, il paziente dovrà assumere la posizione supina per 30 minuti in un ambiente separato dagli altri pazienti prelevati (si raccomanda un box separato da un separé). Il prelievo dovrà essere eseguito dopo 30 minuti di posizione supina e dopo l'inserimento di un ago butterfly nella vena del paziente mantenuta previa tramite infusione di soluzione fisiologica.
- In ortostatismo: il paziente dovrà deambulare (o rimanere in posizione eretta) per 30 minuti prima dell'esecuzione del prelievo.

Il prelievo delle Catecolamine plasmatiche una volta eseguito dovrà essere trasportato in ghiaccio presso il laboratorio.

Sottolinea l'importanza di eseguire il prelievo a digiuno e di non assumere caffè, tè e alcool nelle 12 ore antecedenti al prelievo. Inoltre, è raccomandato non assumere i seguenti farmaci, ove possibile, 48 ore prima del prelievo: reserpina, L-dopa, α -metildopa, tetracicline e inibitori delle Mono Amino Ossidasi (MAO). **N.B.: consultare sempre il proprio medico, prima di sospendere l'assunzione di qualsiasi farmaco.**

• **Indicazioni per il dosaggio delle CATECOLAMINE URINARIE e dell'ACIDO 5-Ildrossi-Indolacetico:**

Il campione di scelta è il campione **temporizzato raccolto nelle 24 ore**. L'urina va raccolta in un contenitore graduato idoneo alla raccolta 24 ore. Al risveglio, scartare le urine emesse con la prima minzione (non servono alla raccolta) e da questo momento in poi raccogliere tutte le urine emesse nell'arco di 24 ore (quindi dell'intera giornata e quelle eventuali della notte) compresa la prima urina emessa il mattino seguente a quello di inizio raccolta. Durante il periodo di raccolta il contenitore deve essere mantenuto chiuso e in luogo fresco (non in frigorifero).

Terminata la raccolta, travasare 10 mL di urina nell'apposita provetta con tappo a vite verde fondo tondo da 10 mL, fornita dall'ambulatorio prelievi.

Per il dosaggio delle Catecolamine urinarie è raccomandato non assumere nelle 48 ore precedenti alla raccolta delle urine, ove possibile, i seguenti farmaci: α -metildopa e L-dopa.

Per il dosaggio dell'Acido 5-Ildrossi-Indolacetico (5-HIAA) è raccomandato non assumere nelle 72 ore precedenti alla raccolta delle urine, i seguenti alimenti: pomodori, banane, kiwi e noci. Inoltre, non assumere, ove possibile, i seguenti farmaci: analgesici e antipiretici (es. paracetamolo, fenacetina, acetanilide), fenotiazine e reserpina. **N.B.: consultare sempre il proprio medico, prima di sospendere l'assunzione di qualsiasi farmaco.**

Allegato 7.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

Dipartimento: Medicina di Laboratorio
Struttura Complessa: Patologia Clinica
Direttore: Prof. Alberto Dolci

Allegato 7.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE PER IL MONITORAGGIO TERAPEUTICO DEL FARMACO

- **Indicazioni per la raccolta del 1° campione per il monitoraggio terapeutico del farmaco.**
Il primo prelievo deve essere eseguito ad un tempo non inferiore a 5 emivite del farmaco.
Questo intervallo di tempo permette il raggiungimento dello stato stazionario che è una condizione fondamentale per la corretta esecuzione dell'esame. Qualora gli schemi posologici adottati prevedano una dose di carico, la condizione di equilibrio si raggiunge ad un tempo inferiore, corrispondente a 4 emivite del farmaco.
- **Indicazioni per la raccolta dei campioni successivi al 1° per il monitoraggio terapeutico del farmaco.**
Nel caso in cui sia stata effettuata una modifica posologica (dose, frequenza di somministrazione, modalità di assunzione, ecc), il nuovo prelievo deve essere eseguito al raggiungimento del nuovo stato stazionario, ovvero ad un tempo non inferiore a 5 emivite del farmaco.
Nel caso in cui non siano state effettuate modifiche posologiche, non vi sono vincoli sul tempo per l'esecuzione del prelievo e la decisione è unicamente su base clinica.
- **Indicazioni per la raccolta del campione per il dosaggio delle concentrazioni di valle/concentrazioni minime (C_{min}) di farmaco:**
Somministrazione orale e endovenosa: Il prelievo dovrebbe essere eseguito da 5 a 60 minuti prima della somministrazione della dose mattutina/giornaliera di farmaco.
- **Indicazioni per la raccolta del campione per il dosaggio delle concentrazioni di picco/concentrazioni massime (C_{max}):**
Somministrazione orale: il prelievo deve essere eseguito 120 minuti (2 ore) dopo l'assunzione del farmaco per via orale.
Somministrazione endovenosa: il prelievo deve essere eseguito allo stato stazionario, entro 30-60 minuti dopo il termine dell'infusione endovenosa.

Allegato 8.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

Dipartimento: Medicina di Laboratorio
Struttura Complessa: Patologia Clinica
Direttore: Prof. Alberto Dolci

Allegato 8.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE PER L'ESAME "SPERMIOGRAMMA"

Preparazione del paziente

Si raccomanda di:

- osservare un periodo di astinenza, ossia mancata eiaculazione (rapporto, masturbazione, polluzione notturna), non inferiore a 2 e non superiore a 7 giorni;
- non eseguire l'esame in caso di episodio febbrile $\geq 38^{\circ}\text{C}$ e/o assunzione di antibiotici nel mese precedente all'esame;
- osservare un'accurata igiene dei genitali e delle mani prima dell'esecuzione della raccolta.

Raccogliere tutto il liquido seminale per masturbazione in un contenitore per sterile, aprendo il recipiente prima dell'uso.

Il campione:

- può essere raccolto a domicilio e consegnato al laboratorio entro 45 minuti dalla raccolta;
- deve essere trasportato in posizione verticale e non deve subire escursioni termiche durante il trasporto (nella stagione invernale si consiglia di avvolgere il contenitore in cotone idrofilo e carta stagnola);
- deve riportare sul contenitore i propri dati (COGNOME, NOME e DATA DI NASCITA).

Non saranno accettati dal laboratorio campioni raccolti in contenitori non idonei, in maniera non completa o non idonea e con un periodo di astinenza diverso da quello raccomandato.

Il giorno dell'esame presentarsi al Centro di PMA per effettuare la raccolta o per consegnare il campione. Successivamente recarsi presso il CUP per l'accettazione.

Allegato 9.

Allegato 9.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE PER “ESAME MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO URINARIO”

Preparazione del paziente

Si raccomanda di:

- non svolgere attività fisica nelle 12 ore antecedenti la raccolta
- non eseguire la raccolta durante il periodo mestruale
- non usare urina proveniente da catetere vescicale

Raccolta del campione

Nel paziente adulto, continente e cooperante, il campione di scelta è quello derivato dalla seconda minzione del mattino, raccolta con la tecnica del mitto intermedio, eseguita come segue:

- dopo accurata pulizia dei genitali, scartare il primo getto di urina. raccogliere la seconda parte di urina in un contenitore pulito con ampia apertura (es. bicchiere di plastica). Scartare l'ultima parte della minzione.
- travasare l'urina nell'apposita provetta a fondo conico (10 mL) adeguatamente identificata con i dati del paziente, tramite etichetta con barcode.
- richiudere la provetta con tappo bianco in modo che l'urina non fuoriesca durante il trasporto.

Il volume richiesto per l'esame microscopico del sedimento è 10 mL (10 cc) e il volume minimo accettabile di urina è 5 mL (5 cc). Se il volume è inferiore a 5 mL l'esame non potrà essere eseguito e il campione verrà considerato “insufficiente”.

Conservazione e trasporto del campione

I campioni per l'esame microscopico del sedimento urinario devono essere conservati a temperatura ambiente, non devono essere refrigerati e devono pervenire al laboratorio entro 2 ore dalla raccolta.]

N.B. Indicare nella richiesta elettronica dell'esame nel campo “Gestione note” se la paziente è in gravidanza