



VERBALE DI SEDUTA RISERVATA RELATIVO ALL'ANALISI DELLE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI APPARECCHIATURE E ARREDI TECNICI, COMPRENSIVA DELLA GARANZIA E MANUTENZIONE FULL RISK, DA DESTINARE ALLA SUB-CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORE BUZZI DELLA ASST FATEBENEFRAELLI SACCO.

L'anno 2026 il giorno 03 del mese di febbraio alle ore 15:45 presso gli uffici della S. C. Ingegneria Clinica del Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n. 2272 del 15/12/2025 così composta:

- Presidente Ing. Silvio Cravero: Dirigente Ingegnere c/o SS Gestione Apparecchiature Biomedicali - SC Ingegneria Clinica FBF (Responsabile SS);
- Componente Dott.ssa Anna Maria Marchello: Dirigente Professioni Sanitarie c/o SC Gestione Operativa Next Generation EU;
- Componente Dott.ssa Caterina Bertolini: Dirigente Medico c/o Direzione Sanitaria;

Agendo oggi la Commissione in seduta riservata, non è presente né il pubblico, né delegati delle ditte partecipanti.

Ricevute dagli uffici della SC Gestione Acquisti – Provveditorato Economato gli ulteriori riscontri riguardo a quanto richiesto per le società Getinge Italia srl e Multi Medical Service & Engineering, di cui al verbale del 22/01/2023.

PROTOCOLLO	DATA TRASMISSIONE	SOCIETA'	OGGETTO
213817727	3 FEBBRAIO 2026 12.01	MULTI MEDICAL SERVICE & ENGINEERING	RE: RICHIESTA DI PRECISAZIONI DOCUMENTAZIONE TECNICA
213759992	2 FEBBRAIO 2026 15.47	GETINGE ITALIA S.R.L.	RE: RICHIESTA DI PRECISAZIONI DOCUMENTAZIONE TECNICA

Gli operatori economici nella conseguente risposta non hanno chiarito, secondo la commissione giudicatrice, i quesiti posti. Gli operatori economici, infatti, rispondono rinviando semplicemente ad alcune parti dell'offerta tecnica presentata, senza trovare puntualmente quanto richiesto dal capitolato tecnico di gara alla pagina 14 all'ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE "L'offerente dovrà dichiarare puntualmente la rispondenza alle caratteristiche tecniche sopra riportate".

In particolare si evidenzia che per la società Getinge Italia srl non si rilevano nella documentazione tecnica presentata le seguenti caratteristiche tecniche:

- RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI "Protocolli di gestione e controllo dei parametri della termodisinfezione (tempo, temperatura e livello disinfettante)."
- RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI "Sistema igienico ad acqua con cambio d'acqua dopo ogni fase di lavaggio, disinfezione e asciugatura in un unico sistema chiuso."



ASST Fatebenefratelli Sacco

- RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI “Protocolli di gestione e controllo dei parametri della termidisinfezione (tempo, temperatura e livello disinfettante).”
- RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI “Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris).”
- RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US “Autoclave passante a vapore a vuoto frazionato.”
- RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US “Autoclave passante a vapore a vuoto frazionato.”
- RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE “Banco per alloggiamento della vasca a U/S con le seguenti caratteristiche:-completo di alzatina;-in acciaio inox con tutti gli spigoli, interni ed esterni a possibile contatto con il personale, arrotondati; -porzione di piano ribassata per il posizionamento delle vasche a U/S; - collegamento ad acqua calda e fredda a servizio della vasca a U/S; - armadio sottostante chiuso allestito con ripiani e cassetti.”
- RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE “Alloggiamento per postazione del sistema di tracciabilità (Sistema Itineris);”

Mentre per la Multi Medical Service & Engineering non si rilevano nella documentazione tecnica presentata le seguenti caratteristiche tecniche:

- RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI “Stampante integrata per la tracciabilità del ciclo.”
- RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI “Protocolli di gestione e controllo dei parametri della termidisinfezione (tempo, temperatura e livello disinfettante).”
- RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI “Pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido con sensore di livello.”
- RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI “Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido con sensore di livello.”
- RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI “Stampante integrata per la tracciabilità del ciclo.”
- RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI “Protocolli di gestione e controllo dei parametri della termidisinfezione (tempo, temperatura e livello disinfettante).”
- RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI “Pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido con sensore di livello.”
- RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI “Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido con sensore di livello.”
- RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI “Vasca ad incasso completa di ripiano e mobile (con ante) in acciaio inox.”
- RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI “Vasca con camera interna in acciaio inox e capacità di almeno 40 l e lunghezza non inferiore a 60 cm.”
- RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI “Frequenza U/S almeno 25KHz, preferibilmente con frequenza regolabile.”
- RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI “Temperatura regolabile/impostabile da almeno circa 20° C a minimo circa 60° C.”
- RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI “Presenza di timer per la regolazione del tempo di funzionamento.”
- RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI “Completa di cestello/vaschetta/accessorio dedicato per lavaggio di oggetti di piccole dimensioni.”



- RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI “Nel caso della vasca idonea per il lavaggio dei cannulati la stessa deve disporre di almeno 10 collegamenti (ugelli ed accessori) per l’irrigazione e pulizia dei canali interni.”
- RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI “Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris).”
- RIF. 4 TERMOSALDATRICE “Saldatura multibanda.”
- RIF. 4 TERMOSALDATRICE “Stampante integrata (deve consentire la stampa sulla busta) con la stampa con inchiostro termoresistente, con almeno i seguenti dati: data di produzione (confezionamento), data scadenza, numero di lotto, operatore, unità operativa.”
- RIF. 4 TERMOSALDATRICE “Piano di scorrimento in acciaio inox.”
- RIF. 4 TERMOSALDATRICE “Dotate di sistema di marcatura delle buste.”
- RIF. 4 TERMOSALDATRICE “Piano di scorrimento in acciaio inox.”
- RIF. 4 TERMOSALDATRICE “Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris) per l’acquisizione e registrazione di tutti i dati relativi al confezionamento effettuato quali, almeno, data di produzione (confezionamento), data scadenza, numero di lotto, operatore, identificativo della termosaldatrice.”
- RIF.5 APPARECCHI DI LAVAGGIO / LAVASTRUMENTI PASSANTI “Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris) per l’acquisizione e registrazione di tutti i dati relativi al ciclo di lavaggio effettuato quali, almeno, n. ciclo, data e ora esecuzione, riferimento operatore, tipo di ciclo effettuato (lavaggio, risciacquo, termosidinfezione, lubrificazione, asciugatura), durata del ciclo, esito del ciclo, identificativo della lavaferri;”
- RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US “Tamponamenti/Carter di adeguate dimensioni in acciaio inox tali a annullare gli spazi rimanenti tra autoclave e controsoffitto/pareti al fine di garantire una facile igienizzazione dell’ambiente.”
- RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US “Dotata di programmi di funzionamento con più cicli di sterilizzazione (preimpostati e personalizzati) che dovranno comprendere almeno i seguenti cicli:- Tessile - Gomma - Ferri - Bowie Dick - Prione - Antrace - Vuoto”
- RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US “Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris) di cui al successivo articolo per l’acquisizione e registrazione di tutti i dati relativi al ciclo di sterilizzazione effettuato quali, almeno, n. ciclo, data e ora esecuzione, riferimento operatore, tipo di ciclo effettuato (ferri, tessile, bowie dick ecc.), durata del ciclo, esito del ciclo, identificativo dell’autoclave.”
- RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US “Tamponamenti/Carter di adeguate dimensioni in acciaio inox tali a annullare gli spazi rimanenti tra autoclave e controsoffitto/pareti al fine di garantire una facile igienizzazione dell’ambiente.”
- RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US “Dotata di programmi di funzionamento con più cicli di sterilizzazione (preimpostati e personalizzati) che dovranno comprendere almeno i seguenti cicli:- Tessile - Gomma - Ferri - Bowie Dick - Prione - Antrace - Vuoto”
- RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US “Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris) di cui al successivo articolo per l’acquisizione e registrazione di tutti i dati relativi al ciclo di sterilizzazione effettuato quali, almeno, n. ciclo, data e ora esecuzione, riferimento operatore, tipo di ciclo effettuato (ferri, tessile, bowie dick ecc.), durata del ciclo, esito del ciclo, identificativo dell’autoclave.”



ASST Fatebenefratelli Sacco

- RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE "Generatore di vapore (n.1 unita) che permette operazioni di decontaminazione;"
- RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE "Pompe automatiche aspira liquidi"
- RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE "contenitori per decontaminazione da trasporto, con coperchio a tenuta e griglia interna asportabile da 1US"
- RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE "contenitori per decontaminazione da trasporto, con coperchio a tenuta e griglia interna asportabile da 1/2US"

Per quanto sopra esposto la Commissione ritiene di non disporre degli elementi necessari ad una completa ed esauriente valutazione dell'offerta tecnica presentata dalle società Getinge Italia srl e Multi Medical Service & Engineering, e conseguentemente di non poter giudicare extra Legem Specialis.


A questo punto non potendosi esaurire i lavori della Commissione nell'odierna seduta, si interrompono i lavori di valutazione, fissando le nuove sedute a una data da destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 17:20

Presidente Ing. Silvio Cravero



Componente Dott.ssa Anna Maria Marchello



Componente Dott.ssa Caterina Bertolini

