



SESTO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA, RELATIVO ALLA GARA D'APPALTO, IN FORMA AUTONOMA, DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 2, COMMI 1 E 2, 8 COMMA 1 LETT. A) E C) DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D. L. N. 76/2020, PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI LAVAGGIO E ASPIRAZIONE MONOUSO STERILI PER INTERVENTI LAPAROSCOPICI, COMPRESIVA DI POMPE PERISTALTICHE IN COMODATO D'USO GRATUITO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK, OCCORRENTE AGLI OSPEDALI FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO, MACEDONIO MELLONI E LUIGI SACCO DELL'ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO. PERIODO 48 MESI. CIG PADRE 9203004F23.

L'anno 2023 il giorno 4 del mese di aprile alle ore 10,00 presso la SC Gestione Acquisti - Provveditorato Economato dell'ASST Fatebenefratelli Sacco - Ospedale Sacco - Via G.B. Grassi n. 74 - Milano, la Commissione Giudicatrice nominata con Ordinanza del Direttore Generale prot. n. 45617 del 03.11.2022, si riunisce in seduta riservata, nella seguente composizione:

| Funzione    | Nominativo                    | Qualifica  | Appartenenza                |
|-------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Presidente  | Dott. Roberto Santambrogio    | Dirigente Medico SC Chirurgia Generale Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico | ASST Fatebenefratelli Sacco |
| Commissario | Dott. Francesco Colombo       | Dirigente Medico SC Chirurgia Generale 2 Ospedale L. Sacco                   | ASST Fatebenefratelli Sacco |
| Commissario | Dott. Giacomo Piero Incarbone | Dirigente Medico SC Urologia Ospedale L. Sacco                               | ASST Fatebenefratelli Sacco |

Segretaria: Sig.a Domenica Militano, Collaboratore Amministrativo Professionale, della SC Gestione Acquisti - Provveditorato Economato dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Agendo oggi la Commissione in seduta riservata, non è presente né il pubblico, né delegati delle Società partecipanti.

Preso atto della completezza della Commissione Giudicatrice, il Presidente dichiara aperta la seduta e da inizio ai lavori di valutazione dei dispositivi proposti dalle Società ammesse alla procedura di gara, mediante l'utilizzo dei parametri di cui all'art. 15 "Modalità di aggiudicazione" del Disciplinare di gara, già esaminati dalla Commissione nella precedente seduta riservata del 30.11.2022.

La Commissione, nella seduta odierna, procede con l'attribuzione dei punteggi tecnici previsti nel Disciplinare di gara, essendosi concluse le operazioni di verifica della documentazione tecnica prodotta.

La Commissione procede, quindi, con l'avvio delle operazioni di valutazione, per le quali è previsto il confronto a coppie, ossia un sistema di valutazione che mette a confronto una contro l'altra, in singoli episodi, le società partecipanti, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.

I risultati del confronto a coppie, di seguito riepilogati, sono dettagliatamente riportati nelle tabelle allegate al presente verbale (All. da 1/A a 1/C e 2) che ne costituiscono parte integrante; in particolare gli allegati da 1/A a 1/C, contengono le motivazioni circa la preferenza, espressa da ciascun Commissario, dei prodotti proposti dalle società Carlo Bianchi SRL e Conmed Italia Srl, rispetto a quelli offerti dalle ditte Mida Tecnologia Medica Spa e B. Braun Milano Spa:



| Criteri di valutazione   |   | P/MAX     | A – Carlo Bianchi Srl | B – Conmed Italia Srl | C – Mida Tecnologia Medica Spa | D- B. Braun Milano Spa |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| Criteri  | DESCRIZIONE   |           |                       |                       |                                |                        |
| Criterio 1   | Prova funzionale del sistema  | 15        | 15                    | 7,26                  | 2,42                           | 2,90                   |
| <b>Criterio 2 Pompa di lavaggio e aspirazione multidisciplinare max punti 25</b>       |   |           |                       |                       |                                |                        |
| Sottocriterio 2  | Possibilità di prevedere differenti settaggi per disciplina                 | 5         | 5                     | 3,08                  | 2,69                           | 5                      |
| Sottocriterio 3  | Range di settaggio di regolazione del flusso                                | 8         | 8                     | 5,33                  | 5,33                           | 3,20                   |
| Sottocriterio 4  | Presenza e tipologia degli allarmi presenti                                 | 4         | 4                     | 2,86                  | 2                              | 2                      |
| Sottocriterio 5  | Presenza e tipologia di sistemi di sicurezza                                | 8         | 8                     | 5,33                  | 3,73                           | 3,73                   |
| <b>Criterio 3 materiale di consumo max punti 30</b>                                    |   |           |                       |                       |                                |                        |
| Sottocriterio 6  | Disponibilità di kit con cannule di 5mm di diametro e varie lunghezze       | 8         | 8                     | 8                     | 8                              | 8                      |
| Sottocriterio 7  | Semplicità di montaggio dei kit monouso                                     | 8         | 8                     | 8                     | 5,09                           | 5,09                   |
| Sottocriterio 8  | Semplicità di utilizzo e di collegamento                                    | 9         | 5,82                  | 9                     | 6,35                           | 7,41                   |
| Sottocriterio 9  | Eventuale presenza di sistemi automatici di riconoscimento del kit inserito | 5         | 5                     | 4,17                  | 2,92                           | 2,92                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO (Punteggi arrotondati alla seconda cifra decimale)</b> |   | <b>70</b> | <b>66,82</b>          | <b>53,03</b>          | <b>38,54</b>                   | <b>40,26</b>           |

La Commissione giudicatrice constata che le società Carlo Bianchi SRL e Conmed Italia Srl, hanno ottenuto una valutazione tecnica congrua per poter accedere alla successiva fase della gara, mentre le ditte Mida Tecnologia Medica Spa e B. Braun Milano Spa, non hanno conseguito il punteggio qualitativo minimo complessivo di almeno 42/70, così come indicato nell'art. 15 del Disciplinare di gara e non sono, pertanto, ammesse alla prosecuzione della gara.



ASST Fatebenefratelli Sacco

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta e le complessive operazioni della Commissione Giudicatrice, chiudendo alle ore 12:00 del giorno 04.04.2023, il presente verbale, che verrà quindi, unitamente ai precedenti verbali, rimesso al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai fini della prosecuzione delle successive fasi di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Dott. Roberto Santambrogio

Componente: Dott. Francesco Colombo

Componente: Dott. Giacomo Piero Incarbone

Segretario: Sig.ra Domenica Militano

Roberto Santambrogio  
Francesco Colombo  
Giacomo Piero Incarbone  
Domenica Militano

Milano, 04.04.2023

**Note Commissione Tecnica per le valutazioni qualitative offerte tecniche  
(confronto a coppie)**

**Commissario: Dott. G. Incarbone.**

**A (Carlo Bianchi Srl) in confronto a B (Conmed Italia Srl):**

**Criterio 1:** A3: Ritengo importante il sistema di riscaldamento della sacca in modo da non alterare la temperatura corporea del paziente, soprattutto durante gli interventi urologici (laparoscopici ed endourologici) durante il quale la quantità di liquido utilizzato incidono sul risveglio del paziente.

**Criterio 2:** A2 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 3:** A3 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 4:** A2 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 5:** A3 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 6:** AB1

**Criterio 7:** AB1

**Criterio 8:** AB1

**Criterio 9:** A2 Sistema più idoneo per l'endourologia

**A (Carlo Bianchi Srl) in confronto a C (Mida Tecnologia Medica Spa):**

**Criterio 1:** A4 Ritengo importante il sistema di riscaldamento della sacca in modo da non alterare la temperatura corporea del paziente, soprattutto durante gli interventi urologici (laparoscopici ed endourologici) durante il quale la quantità di liquido utilizzato incidono sul risveglio del paziente.

**Criterio 2:** A3 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 3:** A4 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 4:** A3 Sistema più idoneo per l'endourologia


**Criterio 5:** A3 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 6:** AC1

**Criterio 7:** A2 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 8:** AC1

**Criterio 9:** A2



**A (Carlo Bianchi Srl) in confronto a D (B. Braun Milano Spa):**

**Criterio 1:** A4 Ritengo importante il sistema di riscaldamento della sacca in modo da non alterare la temperatura corporea del paziente, soprattutto durante gli interventi urologici (laparoscopici ed endourologici) durante il quale la quantità di liquido utilizzato incidono sul risveglio del paziente.

**Criterio 2:** A3 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 3:** A3 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 4:** A3 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 5:** A3 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 6:** AD1

**Criterio 7:** A2 Sistema più idoneo per l'endourologia

**Criterio 8:** AD1

**Criterio 9:** A2 Sistema più idoneo per l'endourologia

**B (Conmed Italia Srl) in confronto a C (Mida Tecnologia Medica Spa):**

**Criterio 1:** C2 più completo

**Criterio 2:** BC1

**Criterio 3:** B2 settaggio più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**Criterio 4:** B2 più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**Criterio 5:** B2 più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**Criterio 6:** BC1


**Criterio 7:** B2 più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**Criterio 8:** BC1

**Criterio 9:** B2 più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**B (Conmed Italia Srl) in confronto a D (B. Braun Milano Spa):**

**Criterio 1:** BD1

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. A. Re'.

**Criterio 2:** B2 più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**Criterio 3:** B3 settaggio più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**Criterio 4:** B2 più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**Criterio 5:** B2 più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**Criterio 6:** BD1

**Criterio 7:** B2 più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**Criterio 8:** BD1

**Criterio 9:** B2 più adeguato dal punto di vista della chirurgia urologica

**C (Mida Tecnologia Medica) in confronto a D ((B. Braun Milano Spa):**

**Criterio 1:** CD1

**Criterio 2:** CD1

**Criterio 3:** CD1

**Criterio 4:** CD1

**Criterio 5:** CD1

**Criterio 6:** CD1

**Criterio 7:** CD1

**Criterio 8:** CD1

**Criterio 9:** CD1

Milano, 04.04.2023

Commissario: Giacomo Piero Incarbone



**Note Commissione Tecnica per le valutazioni qualitative offerte tecniche  
(confronto a coppie)**

**Commissario: Dott. F. Colombo.**

**A (Carlo Bianchi Srl) in confronto a B (Conmed Italia Srl):**

**Criterio 1:** B4

Praticità ed immediatezza nel montaggio e nell'utilizzo del presidio. Rapido caricamento della pompa d'acqua con subitanea fuoriuscita del getto a comando.

**Criterio 2:** AB1

**Criterio 3:** AB1

**Criterio 4:** AB1

**Criterio 5:** AB1

**Criterio 6:** AB1

**Criterio 7:** AB1

**Criterio 8:** B3

Collegamenti facilmente eseguibili anche in condizioni di urgenza/necessità di rapidità di esecuzione. Grande variabilità nel kit della cannule disponibili.

**Criterio 9:** AB1

**A (Carlo Bianchi Srl) in confronto a C (Mida Tecnologia Medica Spa):**

**Criterio 1:** A4

Possibilità di settare la temperatura dell'acqua da irrigare

**Criterio 2:** AC1

**Criterio 3:** AC1

**Criterio 4:** AC1


**Criterio 5:** AC1

**Criterio 6:** AC1

**Criterio 7:** AC1

**Criterio 8:** A4

Ottimale settaggio e configurazione dei dispositivi di collegamento. Un po'ingombrante il dispositivo scalda sacca nel contesto della sala operatoria.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are four distinct marks: a large signature, a smaller signature, and two sets of initials.

**Criterio 9:** AC1

**A (Carlo Bianchi Srl) in confronto a D (B. Braun Milano Spa):**

**Criterio 1:** A3

Possibilità di settare la temperatura dell'acqua da irrigare.

**Criterio 2:** D3

Settaggio del dispositivo preconfigurato a secondo della disciplina di applicazione (urologia, ginecologia, chirurgia).

**Criterio 3:** AD1

**Criterio 4:** AD1

**Criterio 5:** AD1

**Criterio 6:** AD1

**Criterio 7:** AD1

**Criterio 8:** A4

Ottimale settaggio e configurazione dei dispositivi di collegamento. Un po'ingombrante il dispositivo scalda sacca nel contesto della sala operatoria.

**Criterio 9:** AD1

**B (Conmed Italia Srl) in confronto a C (Mida Tecnologia Medica Spa):**

**Criterio 1:** B4

Praticità ed immediatezza nel montaggio e nell'utilizzo del presidio. Rapido caricamento della pompa d'acqua con subitanea fuoriuscita del getto a comando.

**Criterio 2:** BC1

**Criterio 3:** BC1

**Criterio 4:** BC1

**Criterio 5:** BC1

**Criterio 6:** BC1

**Criterio 7:** BC1

**Criterio 8:** B4



Collegamenti facilmente eseguibili anche in condizioni di urgenza/necessità di rapidità di esecuzione. Grande variabilità nel kit della cannule disponibili.

**Criterio 9:** BC1

**B (Conmed Italia Srl) in confronto a D (B. Braun Milano Spa):**

**Criterio 1:** B4

Praticità ed immediatezza nel montaggio e nell'utilizzo del presidio. Rapido caricamento della pompa d'acqua con subitanea fuoriuscita del getto a comando.

**Criterio 2:** D3

Settaggio del dispositivo preconfigurato a secondo della disciplina di applicazione (urologia, ginecologia, chirurgia).

**Criterio 3:** BD1

**Criterio 4:** BD1

**Criterio 5:** BD1

**Criterio 6:** BD1

**Criterio 7:** BD1

**Criterio 8:** B4

Collegamenti facilmente eseguibili anche in condizioni di urgenza/necessità di rapidità di esecuzione. Grande variabilità nel kit della cannule disponibili.

**Criterio 9:** BD1

**C (Mida Tecnologia Medica) in confronto a D ((B. Braun Milano Spa):**

**Criterio 1:** D2

Praticità nel settaggio e nei collegamenti con facile regolazione del flusso.

**Criterio 2:** D3

Settaggio del dispositivo preconfigurato a secondo della disciplina di applicazione (urologia, ginecologia, chirurgia).

**Criterio 3:** CD1

**Criterio 4:** CD1

**Criterio 5:** CD1

**Criterio 6:** CD1



**Criterio 7:** CD1

**Criterio 8:** CD1

**Criterio 9:** CD1

Milano, 04.04.2023

Commissario: Francesco Colombo

Francesco Celli

Handwritten initials and scribbles, possibly representing the names of the signatories.

**Note Commissione Tecnica per le valutazioni qualitative offerte tecniche  
(confronto a coppie)**

**Presidente: Dott. R. Santambrogio.**

**A (Carlo Bianchi Srl) in confronto a B (Conmed Italia Srl):**

**Criterio 1:** A3

Molto utile il sistema di riscaldamento della sacca in modo da immettere liquido riscaldato nel campo operatorio; B: comoda l'opzione di poter collocare 2 sacche di fisiologica in contemporanea.

**Criterio 2:** AB1

**Criterio 3:** AB1

**Criterio 4:** AB1

**Criterio 5:** AB1

**Criterio 6:** AB1

**Criterio 7:** AB1

**Criterio 8:** B3

Per A: avvertito uno sgocciolamento fastidioso al termine della manovra di aspirazione.

**Criterio 9:** AB1

**A (Carlo Bianchi Srl) in confronto a C (Mida Tecnologia Medica Spa):**

**Criterio 1:** A5

Molto utile il sistema di riscaldamento della sacca in modo da immettere liquido riscaldato nel campo operatorio;

**Criterio 2:** AC1

**Criterio 3:** C2

Differenti settaggi per la regolazione del flusso, molto semplici da utilizzare (tasto + o -).

**Criterio 4:** AC1

**Criterio 5:** AC1

**Criterio 6:** AC1

**Criterio 7:** AC1



**Criterio 8: C4**

Il tasto del flusso è molto ben tarato e consente anche il solo gocciolamento. Utile la leva che blocca in aspirazione la cannula (utile quando si vogliono rimuovere i fumi); per A: avvertito uno sgocciolamento fastidioso al termine della manovra di aspirazione.

**Criterio 9: AC1**

**A (Carlo Bianchi Srl) in confronto a D (B. Braun Milano Spa):**

**Criterio 1: A5**

Molto utile il sistema di riscaldamento della sacca in modo da immettere liquido riscaldato nel campo operatorio.

**Criterio 2: AD1**

**Criterio 3: AD1**

**Criterio 4: AD1**

**Criterio 5: AD1**

**Criterio 6: AD1**

**Criterio 7: AD1**

**Criterio 8: D4**

Il tasto del flusso è molto ben tarato e consente anche il solo gocciolamento; lo sgocciolamento alla fine dell'aspirazione è quasi inesistente. per A: avvertito uno sgocciolamento fastidioso al termine della manovra di aspirazione.

**Criterio 9: AD1**

**B (Conmed Italia Srl) in confronto a C (Mida Tecnologia Medica Spa):**

**Criterio 1: BC1**

**Criterio 2: BC1**

**Criterio 3: C2**

Differenti settaggi per la regolazione del flusso, molto semplici da utilizzare (tasto + o -).

**Criterio 4: BC1**

**Criterio 5: BC1**



**Criterio 6:** BC1

**Criterio 7:** BC1

**Criterio 8:** C4

Il tasto del flusso è molto ben tarato e consente anche il solo gocciolamento. Utile la leva che blocca in aspirazione la cannula (utile quando si vogliono rimuovere i fumi).

**Criterio 9:** BC1

**B (Conmed Italia Srl) in confronto a D (B. Braun Milano Spa):**

**Criterio 1:** BD1

**Criterio 2:** BD1

**Criterio 3:** BD1

**Criterio 4:** BD1

**Criterio 5:** BD1

**Criterio 6:** BD1

**Criterio 7:** BD1

**Criterio 8:** D4

Il tasto del flusso è molto ben tarato e consente anche il solo gocciolamento; lo sgocciolamento alla fine dell'aspirazione è quasi inesistente.

**Criterio 9:** BD1

**C (Mida Tecnologia Medica) in confronto a D ((B. Braun Milano Spa):**

**Criterio 1:** CD1


**Criterio 2:** CD1

**Criterio 3:** C2

Differenti settaggi per la regolazione del flusso, molto semplici da utilizzare (tasto + o -).

**Criterio 4:** CD1

**Criterio 5:** CD1

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, a smaller signature, and a circular stamp or mark.

**Criterio 6:** CD1

**Criterio 7:** CD1

**Criterio 8:** D2

Il tasto del flusso è molto ben tarato e consente anche il solo gocciolamento; lo sgocciolamento alla fine dell'aspirazione è quasi inesistente. Per C: il tasto del flusso è molto ben tarato e consente anche il solo gocciolamento. Utile la leva che blocca in aspirazione la cannula (utile quando si vogliono rimuovere i fumi).

**Criterio 9:** CD1

Milano, 04.04.2023

Presidente: Roberto Santambrogio





